

TESLA



IONIC POWERED
TECHNOLOGY

PREMIUM Home Toothbrush
TDP121PW, TDP121NB

User Manual

ENG

ALB

BIH/CG

BG

EST

GR

HR

HU

LT

LV

MK

RO

SLO

SRB

ELECTRIC TOOTHBRUSH

Read this instruction manual carefully before using.

Thank you for choosing Tesla.

We are committed to providing highly cost-effective products to help clean teeth and protect oral health. This brush can effectively reduce the accumulation of plaque, coffee, tea, smoking stains, and more. It can also protect gums and play an important role in improving and preventing gingivitis.


IMPORTANT SAFEGUARDS

- Using the Tesla Brush is a new kind of brushing experience.
- Do not open, repair or alter the product without authorization.
- Do not strike or drop the product. If product appears defective, please stop using it.
- Please check whether local voltage matches the designated voltage on the power supply before connecting.
- Use this product only with the designated Tesla toothbrush head and charger.
- If you've had past oral or gum surgery, or are experiencing any sort of oral discomfort, please consult with your dentist before use.
- Though use of the Tesla Home toothbrush is generally safe for all, if you wear a cardiac pacemaker or similar device, please consult your physician before using this brush.
- This product was designed to clean only teeth, gums and tongue.
- To ensure proper usage, persons (including children) inexperienced with the use of this type of product should not use it without supervision.
- Do not use the charging base outdoors or under high temperature. Do not immerse the base or body in water or any liquid. Please remove power supply when not in use and before cleaning it. Please do not clean with hair care products (such as gels or oils), hand soap, or acidic cleaning fluid, as these will damage the surface of the product.
- Children should be supervised to ensure proper usage, and that they do not play with or mishandle the toothbrush.
- Do not store under high temperature conditions or direct sunlight.

PRODUCT INFORMATION

Product name	Tesla Home Toothbrush	Model	TDP121PW, TDP121NB
Handle power	1.2 W	Handle working voltage	DC 3.7 V
Charging power	1.5 W	Charger working voltage	DC 5 V
Charging time	Approximately 4 hours	Battery capacity	260 mAh
Battery usage on full charge	100 minutes	Weight	Approximately 85g (Including brush)
Body size	Approximately 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frequency	Approximately 22.000 strokes/min. (Clean mode); Approximately 26.000 strokes/min. (White+ mode)		

COMPONENT NAME




USING THE TESLA HOME TOOTHBRUSH

1. Install the replaceable brush head firmly over the steel shaft of the unit's handle.
2. With your moisturized hand, hold the handle, while making contact with the metal plate. Doing this is what generates the negative ion flow that makes IONPA sonic power work more effectively.
3. Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste, if desired. (If toothpaste is used, less than half your regular amount of toothpaste is generally sufficient.)
4. Gently place the bristles of the brush on your teeth, angled toward the gum line.
5. Select the appropriate mode by pressing the Mode Selector button. The display panel will show which mode is selected. Choose from four modes, as follows:
 - a. Clean:** approx. 22,000 strokes per minute. This is an everyday mode that addresses all matters of oral hygiene.

- b. White+:** approx. 26,000 strokes per minute, for when you wish to give special attention to eliminating surface stains.
 - c. Gum care:** In addition to polishing teeth, this mode provides gentle, massaging stimulation to the gums.
 - d. Hi-Clean:** This mode is slightly more vigorous, to get at plaque, deep in the recesses between teeth.
6. Gently move the brush head slowly across the teeth in a slight back and forth motion to achieve the best clean. Alternate brush strokes between front, back, and chewing surfaces of teeth, devoting at least 10 seconds to each surface. Be sure to allow the bristles to reach between teeth and massage gums. Do not place too much pressure on the bristles against the teeth, allow the strength of the oscillation to do the work.

Replacement brush head indicator


If you choose not to use replacement indicator:



The replacement indicator is active when you open the package. If you choose not to use the indicator, first make sure your device is off and press the multifunction button for 2 seconds to turn off the indicator.

How to reset the replacement indicator

(Make the brush head icon disappear)



When the indicator is active, the brush head icon will appear after 180 minutes of use. The icon will blink for 30 seconds even after the device is turned off.

To reset, turn the device off and press both the power button and the multifunction button together for 2 seconds. The indicator will not reset by simply replacing a brush head.

FEATURES


1. The Tesla motor delivers up to approx. 26,000 strokes per minute, with an amplitude (coverage sweep) of 6 mm, to clean teeth effectively.
 2. The brush's body is ergonomically designed with a soft handle finish which gives the toothbrush a comfortable feel and a reliable grip.
 3. The Smart Timer pauses every 30 seconds, three times in every two-minute session, to remind the user of the recommended two-minute optimal brushing time.
 4. The body of the brush is immersible to one meter for 30 minutes without leakage, more than sufficient to meet daily cleaning requirements.
 5. The unit contains a safe and durable lithium battery. The fully charged battery can run for 25 days (two-minute usage twice per day) and alerts the user when the charge is low.
 6. It offers 4 modes, Clean, White+, Gum care, and Hi-Clean, to meet different needs.
- The unit's functions were factory pre-set and checked before distribution.

INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE BRUSH HEAD



DETACH

Twist the head 90 degrees as shown in the image on the left and then pull apart from the handle.



INSTALL

Notch on the neck should connect with inner notches of toothbrush head. Position new brush head and slide down the rod until it clicks into position.

CHARGING THE UNIT

1. Thanks to inductive charging, simply placing the toothbrush on the AC-connected charging base will maintain the battery charge.
2. LED light indicates that the unit is charging. This indicator light will go off when the unit is fully charged, which should require no more than four hours.
3. The Mode Selector button is disabled during charging.
4. If you place the active device on the charging base, it will stop working and enter charging mode.

CLEANING THE UNIT

1. Handle

Remove the brush head from the handle. Use a soft, wet cloth to wipe the entire handle and shaft surface and allow to air dry.

2. Charging base

Use a soft, wet cloth to wipe the charging base and air dry.

- Do not immerse in water.

3. Brush heads

- Fully rinse brush head and bristles after each use.
- Avoid squeezing or pull the bristles, to avoid bending them out of shape.
- We recommend changing the toothbrush head every 45 days. Overused brushes can accumulate bacteria, and the cleaning effectiveness will diminish greatly over time.

Dispose responsibly in accordance with local regulations

The battery must be removed from the product before disposal. Removed batteries must not be disposed of with household waste. Each consumer is legally obliged to dispose of batteries in accordance with national regulations. Keep removed batteries out of reach of children; do not throw into fire, short-circuit, or disassemble.



Lexoni me kujdes këtë udhëzues për përdorim para se ta përdorni.

Faleminderit që keni zgjedhur Tesla.

Ne jemi të përkushtuar për të ofruar produkte shumë të përballueshme që ndihmojnë në pastrimin e dhëmbëve dhe mbrojtjen e shëndetit oral. Kjo furçë mund të reduktojë në mënyrë efektive grumbullimin e pllakës bakteriale, njoat nga kafa, çaji, duhani dhe të tjera. Gjithashtu, mund të mbrojë mishrat e dhëmbëve dhe të luajë një rol të rëndësishëm në përmirësimin dhe parandalimin e gingivitit.


KËSHILLA TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

1. Përdorimi i Furçës Tesla është një përvojë e re e largës së dhëmbëve.
2. Mos e hapni, riparoni ose ndryshoni produktin pa autorizim.
3. Mos e goditni dhe mos e lini të bjerë produktin. Nëse duket se ka ndonjë defekt, ndaloni menjëherë përdorimin.
4. Ju lutemi kontrolloni nëse tensionin lokal përputhet me tensionin e specifikuar në furnizuesin e energjisë para se ta lidhni.
5. Përdorni këtë produkt vetëm me kokën dhe karikuesin e furçës së dhëmbëve Tesla të përcaktuar.
6. Nëse keni pasur ndonjë ndërhyrje kirurgjikale në gojë ose mishrat e dhëmbëve, ose ndjeni ndonjë shqetësim në gojë, konsultohuni me dentistin tuaj para përdorimit.
7. Edhe pse përdorimi i Furçës Tesla Home është përgjithësisht i sigurt për të gjithë, nëse mbani stimulues kardiak ose pajisje të ngjashme, konsultohuni me mjekun tuaj para përdorimit të kësaj furçe.
8. Ky produkt është projektuar vetëm për pastrimin e dhëmbëve, mishrave të dhëmbëve dhe gjuhës.
9. Për të siguruar përdorim të duhur, personat (duke përfshirë fëmijët) që nuk kanë përvojë me këtë lloj produkti nuk duhet ta përdorin pa mbikëqyrje.
10. Mos e përdorni bazën ose në temperaturë të larta. Mos e zhytni bazën apo trupin e furçës në ujë ose ndonjë lëng tjetër. Hiqeni furnizimin me energji kur nuk e përdorni dhe para se ta pastroni. Mos e pastroni me produkte për flokët (si xhel ose vajra), sapun për duar ose lëngje pastruese acidike, sepse mund të dëmtojnë sipërfaqen e produktit.
11. Fëmijët duhet të jenë nën mbikëqyrje për të siguruar përdorimin e duhur dhe që të mos luajnë ose keqpërdorin furçën e dhëmbëve.
12. Mos e ruani produktin në kushte me temperaturë të lartë ose në dritë direkte të diellit.

INFORMACION PËR PRODUKTIN

Emri i produktit	Furça e Dhëmbëve Tesla Home	Modeli	TDP121PW, TDP121NB
Fuqia e dorezës	1.2 W	Tensioni i punës së dorezës	DC 3.7 V
Fuqia e karikimit	1.5 W	Tensioni i punës së karikuesit	DC 5 V
Koha e karikimit	Rreth 4 orë	Kapaciteti i baterisë	260 mAh
Përdorimi i baterisë me karikim të plotë	100 minuta	Pesha	Rreth 85 g (përfshirë kokën e furçës)
Madhësia e trupit	Rreth 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekuenca	rreth 22.000 lëvizje/minutë (Mënyra Clean); rreth 26.000 lëvizje/minutë (Mënyra White+)		

EMËRTIMI I PËRBËRËSIT



PËRDORIMI I FURÇËS SË DHËMBËVE TESLA HOME

1. Vendoseni kokën e zëvendësueshme të furçës fort mbi boshtin metalik të dorezës së pajisjes.
2. Me dorën e lagur, mbajeni dorezën duke bërë kontakt me pllakën metalike. Ky veprim gjeneron rrjedhën e joneve negative që e bën fuqinë sonike IONPA të funksionojë më efektivisht.
3. Lageni fijet e furçës dhe vendosni një sasi të vogël paste dhëmbësh, nëse dëshironi. (Nëse përdoret pastë dhëmbësh, më pak se gjysma e sasisë që zakonisht përdorni është e mjaftueshme.)
4. Vendoseni butësisht kokën e furçës mbi dhëmbët tuaj, në një kënd drejt vijës së mishrave të dhëmbëve.
5. Zgjdhni mënyrën e dëshiruar duke shtypur butonin për përzgjedhjen e mënyrës. Paneli i ekranit do të tregojë cilën mënyrë keni zgjedhur. Zgjdhni njërën nga katër mënyrat si më poshtë:
a. Clean: rreth 22,000 lëvizje në minutë. Kjo është mënyra për përdorim të përditshëm, që

mbulon të gjitha aspektet e higjienës orale.

b. White+: rreth 26,000 lëvizje në minutë, për raste kur dëshironi të përqendrohni në eliminimin e njollave sipërfaqësore.


c. Gumcare: Përveç lustruarjes së dhëmbëve, kjo mënyrë ofron stimulim të butë dhe masazhim për mishrat e dhëmbëve.

d. Hi-Clean: Kjo mënyrë është pak më e fuqishme, për të arritur pllakat bakteriale të fshehura midis dhëmbëve.

6. Lëvizeni butësisht kokën e furçës ngadalë përgjatë dhëmbëve me lëvizje të lehta përpara dhe prapa për një pastrim sa më të mirë. Ndërroni lëvizjet midis sipërfaqeve të përparme, të pasme dhe sipërfaqeve për përtpje të dhëmbëve, duke i kushtuar të paktën 10 sekonda çdo sipërfaqeje. Sigurohuni që fijet të arrijnë midis dhëmbëve dhe të masazhojnë mishrat. Mos ushtroni shumë presion mbi fijet kundër dhëmbëve – lejoni që forca e lëkundjes të bëjë punën.

Treguesi i kokës së furçës për zëvendësim


Nëse vendosni të mos përdorni treguesin e zëvendësimit:



Treguesi i zëvendësimit është aktiv kur hapni paketimin. Nëse vendosni të mos e përdorni treguesin, sigurohuni fillimisht që pajisja juaj është e fukur dhe shtypni butonin multifunksional për 2 sekonda për ta çaktivizuar treguesin.

Si të rivendosni treguesin e zëvendësimit

(Bëni që ikona e kokës së furçës të zhduket)



Kur treguesi është aktiv, ikona e kokës së furçës do të shfaqet pas 180 minutave përdorimi. Ikona do të pulsojë për 30 sekonda edhe pasi pajisja të jetë fukur.

Për të rivendosur pajisjen, fikeni dhe shtypni njëkohësisht butonin e ndezjes dhe butonin multifunksional për 2 sekonda. Treguesi nuk do të rivendoset vetëm duke zëvendësuar kokën e furçës.

TIPARET

1. Motori Tesla ofron deri në rreth 26,000 lëvizje në minutë, me një amplitudë (hapje mbulimi) prej 6 mm, për të pastruar dhëmbët në mënyrë efektive.
2. Trupi i fuqës është projektuar ergonomikisht me dorezë të butë, që i jep fuqës një ndjesi komode dhe kapje të sigurt.
3. Timers i Zgjuar ndalon çdo 30 sekonda, tri herë gjatë një sesioni dy minutësh, për t'i kujtuar përdoruesit kohën optimale të larjes së dhëmbëve prej dy minutash.
4. Trupi i fuqës mund të zhytet deri në një metër për 30 minuta pa rrjedhje, më shumë

se e mjaftueshme për nevojat e pastrimit të përditshëm.

5. Pajisja përmban një bateri litiumi të sigurt dhe të qëndrueshme. Me bateri të mbushur plotësisht, mund të funksionojë për 25 ditë (me përdorim dy herë në ditë nga dy minuta) dhe e njofton përdoruesin kur niveli i karikimit është i ulët.
6. Ofron 4 mënyra: Clean, White+, Gumcare dhe Hi-Clean, për të përmbushur nevoja të ndryshme.


Funksionet e pajisjes janë të parapërcaktuara dhe të testuara në fabrikë para shpërndarjes.

UDHËZIME PËR ZËVENDËSIMIN E KOKËS SË FUQËS



Ç'LIDHJE

Rrotullojeni kokën 90 gradë siç tregohet në figurën në të majtë, pastaj tërhiqeni larg dorezës.



MONTO

Hapësira në qafën e fuqës duhet të përputhet me hapësirat e brendshme të kokës së fuqës së dhëmbëve. Vendoseni kokën e re të fuqës dhe rreshtqiteni poshtë përgjatë boshtit derisa të dëgjohet një klik që tregon se është vendosur në vend.

KARIKIMI I PAJISJES

1. Falë karikimit induktiv, thjesht vendosja e fuqës së dhëmbëve mbi bazën e karikimit të lidhur me rrymën do të mbajë baterinë të karikuar.
2. Drita LED tregon që pajisja është duke u karikuar. Kjo dritë treguese do të fiket kur pajisja të jetë plotësisht e karikuar, çka zakonisht kërkon jo më shumë se katër orë.
3. Butoni për përzgjedhjen e mënyrës nuk funksionon gjatë karikimit.
4. Nëse vendosni pajisjen aktive mbi bazën e karikimit, ajo do të ndalojë së punuari dhe do të kalojë në mënyrën e karikimit.

PASTRIMI I PAJISJES

1. Doreza

Hiqni kokën e fuqës nga doreza. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të pastruar gjithë sipërfaqen e dorezës dhe boshtit, pastaj lëreni të thahet në ajër.

2. Bazë karikimi

Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të fshirë bazën e karikimit dhe lëreni të thahet në ajër.

- Mos e zhytni në ujë.

3. Koka të fuqës

- Shpëlajeni plotësisht kokën e fuqës dhe fijet pas çdo përdorimi.
- Shmangni shtrydhjen ose tërheqjen e fijeve të fuqës, për të mos i deformuar.
- Rekomandojmë ndërrimin e kokës së fuqës çdo 45 ditë. Fuqat e përdorura tepër mund të grumbullojnë baktere dhe efektiviteti i pastrimit do të ulet ndjeshëm me kalimin e kohës.

Të hidhet në mënyrë të përgjegjshme sipas rregullave lokale

Bateria duhet të hiqet nga pajisja para hedhjes. Bateritë e hequra nuk duhet të hidhen në mbeturinat shtëpiake. Çdo konsumator është i detyruar me ligj t'i hedhë bateritë sipas rregulloreve kombëtare. Bateritë e hequra duhet të mbahen larg fëmijëve, të mos digjen, të mos shkaktojnë qark të shkurtër dhe të mos çmontohen.



Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Hvala Vam što ste izabrali Tesla Brush.

Posvećeni smo obezbjeđivanju visoko isplativih proizvoda, koji pomažu u čišćenju zuba i zaštiti oralnog zdravlja. Ova četkica za zube efikasno smanjuje plak koji se zadržava na zubima od kafe, čaja, mrlja nastalih konzumiranjem cigareta i još mnogo toga. Također pruža zaštitu desnim i ima važnu ulogu u poboljšavanju i sprečavanju gingivitisa.


VAŽNE MJERE ZAŠTITE

- Korištenje Tesla Home četkice za zube je nova vrsta iskustva pranja zuba.
- Nemojte otvarati, popravljati ili mijenjati proizvod bez ovlaštenja.
- Nemojte udarati ili bacati proizvod. Ako proizvod izgleda neispravno, prestanite ga koristiti.
- Provjerite da li se lokalni napon podudara s naznačenim naponom na napajanju prije povezivanja.
- Koristite ovaj proizvod samo sa navedenom zamjenskom glavom i punjačem Tesla četkice.
- Ukoliko ste imali oralnu operaciju ili operaciju desni, molimo vas da se prije upotrebe konsultujete sa stomatologom.
- Iako je upotreba Tesla Home općenito sigurna za sve, ako nosite srčani pejsmejker ili sličan uređaj, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije upotrebe ove četkice za zube.
- Ovaj proizvod je dizajniran da čisti samo zube, desni i jezik.
- Da bi se osigurala pravilna upotreba, osobe (uključujući djecu) neiskusne u korištenju ove vrste proizvoda ne bi trebale da ga koriste bez nadzora.
- Nemojte koristiti bazu za punjenje na otvorenom ili pod visokom temperaturom. Nemojte kvasiti bazu ili tijelo u vodi ili bilo kojoj tekućini. Uklonite četkicu s napajanja kada nije u upotrebi i prije nego što je očistite. Molimo vas da ne čistite sredstvima za njegu kose (kao što su gelovi ili ulja), sapunom za ruke ili kiselim tekućinom za čišćenje, jer će to oštetiti površinu proizvoda.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osigurala pravilna upotreba i da se ne igraju s četkicom za zube.
- Ne ostavljajte proizvod u okruženju visoke temperature i nemojte ga izlagati direktnom sunčevom svjetlu.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Ime proizvoda	Tesla Home četkica za zube	Model	TDP121PW, TDP121NB
Snaga četkice	1.2 W	Radna snaga četkice	DC 3.7 V
Snaga punjenja	1.5 W	Radni napon punjača	DC 5 V
Vrijeme punjenja	Oko 4 sata	Kapacitet baterije	260 mAh
Korištenje baterije na punom kapacitetu	100 minuta	Težina	Približno 85 g (uključujući četkicu)
Veličina tijela	Otprilike 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvencija	Približno 22.000 pokreta/min. (Režim čišćenja) Približno 26.000 pokreta/min. (Režim izbjeljivanja)		

NAZIVI KOMPONENTI



UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

1. Postavite zamjenjivu glavu četkice čvrsto preko metalnog vrha četkice.
2. Rukom blago pokvašenom, držite četkicu, neka vaš prst bude u kontaktu s metalnom pločom. To je ono što provodi negativan jonski tok koji čini da jonska energija Tesla Home radi efikasnije.
3. Pokvasite vlakna četkice i nanosite malu količinu paste za zube, po želji. (Bit će vam potrebno manje od polovine vaše redovne količine paste za zube.)
4. Postavite četkicu na zube pod blagim uglom prema liniji desni.
5. Izaberite odgovarajući režim pritiskom na dugme "Birač režima". Ekran će prikazati koji režim je izabran. Odaberite jedan od četiri režima, na sljedeći način:
a. Clean: oko 22.000 vibracija u minuti. Ovo je svakodnevni režim koji se bavi svim pitanjima oralne higijene.

b. White+: oko 26.000 poteza u minuti, kada želite da posvetite posebnu pažnju eliminisanju površinskih mrlja.


c. Gum care: Pored poliranja zuba, ovaj režim pruža nježnu, masirajuću stimulaciju desni.

d. Hi-Clean: Ovaj režim je malo energičniji, da se zavlaci u plak duboko u prostoru između zuba.

6. Nježno pomjerajte glavu četkice polako preko zuba u blagim pokretima naprijed-nazad kako biste postigli najbolje čišćenje. Naizmjenični potezi četkicom između prednje, zadnje i grizne površine zuba, posvećujući najmanje 10 sekundi svakoj površini. Obavezno dozvolite vlaknima da dosegnu između zuba za masažu. Ne vršite preveliki pritisak na vlakna na zubima, dozvolite jačini oscilacija da odradi veći dio posla.

Indikator zamjenske glave za četkicu


Ako odaberete da ne koristite indikator zamjene:



Indikator zamjene je aktivan kada otvorite paket. Ako odaberete da ne koristite indikator, prvo se uvjerite da je uređaj isključen i pritisnite dugme za multifunkciju više od 2 sekunde da biste isključili indikator.

Kako uspostaviti početne vrijednosti indikatora zamjene

(učini da ikona glave četkice nestane)



Kada indikator bude aktivan, ikona glave četkice će se pojaviti nakon 180 minuta korištenja. Ikona će treptati 30 sekundi čak i nakon isključivanja uređaja.

Da biste uspostavili početne vrijednosti, isključite uređaj i pritisnite dugme za napajanje i dugme za multifunkciju zajedno 2 sekunde. Indikator neće biti resetovan jednostavnom zamjenom glave četkice.

FUNKCIJE

1. Tesla motor dostigne oko 26.000 vibracija u minuti, uz pojačanje (pokrivenost čišćenjem) od 6 mm, radi efikasnog čišćenja zuba.
2. Tijelo četkice je ergonomski dizajnirano da se lako drži. Vodootporna je, a njegova mekana drška daje mu udoban osjećaj i pouzdano prijanjanje.
3. Pametni tajmer pauzira svakih 30 sekundi, tri puta u svakoj dvominutnoj sesiji, kako bi podsjetio korisnika na preporučeno dvominutno optimalno vrijeme pranja zuba.
4. Tijelo četkice je imerzivno na jedan metar 30 minuta bez curenja, što je više nego dovoljno da zadovolji dnevne zahtjeve čišćenja.
5. Jedinica sadrži sigurnu i izdržljivu litijsku bateriju. Potpuno napunjena baterija može raditi 25 dana (dva minuta korištenja dva puta dnevno) i upozorava korisnika kada je kapacitet nizak.
6. U ponudi su 4 režima: čišćenje, izbjeljivanje + masaža i visoko čišćenje, kako bi se zadovoljile različite potrebe.


Funkcije jedinice su bile fabrički unaprijed određene i provjerene prije distribucije.

UPUTE ZA ZAMJENU GLAVE ČETKICE



ODVOJITE

Povucite glavu za 90 stepeni kao što je prikazano na slici s lijeve strane, a zatim glavu četkice odvojite od drške.



STAVITE NOVU GLAVU

Zarezi na vratu trebaju biti u liniji sa zarezima na unutrašnjoj strani glave četke. Postavite glavu četke tako da klizi niz metalni vrh dok ne škljocne na svoje mjesto.

PUNJENJE JEDINICE

1. Zahvaljujući induktivnom punjenju, jednostavno postavljanje četkice za zube na bazu za punjenje povezanu s AC-om će održati punjenje baterije.
2. LED svjetlo ukazuje na to da se jedinica puni. Ovo svjetlo indikatora će se ugasi kada jedinica bude u potpunosti napunjena, što ne bi trebalo zahtijevati više od četiri sata.
3. Dugme "Birač režima" je onemogućeno tokom punjenja.
4. Ako postavite aktivni uređaj na bazu za punjenje, on će prestati raditi i ući će u režim punjenja.

ČIŠĆENJE JEDINICE

1. Tijelo četke

Sklonite glavu četkice s drške. Koristite meku, vlažnu krpu da obrišete cijelu površinu i dršku, i dozvolite da se sama osuši.

2. Baza za punjenje

Koristite meku, vlažnu krpu za brisanje baze za punjenje i neka se sama osuši.

- Ne potapajte u vodu

3. Glave četkice

- Potpuno isperite glavu četkice i vlakna nakon svake upotrebe.
- Nemojte stiskati ili izvlačiti vlakna, kako biste izbjegli savijanje van forme.
- Preporučujemo da mijenjate glavu četkice za zube svakih 45 dana. Prekomjerno korištene četkice mogu akumulirati bakterije, a njihova djelotvornost čišćenja će vremenom u umjerenoj mjeri oslabiti.

Odlagati na odgovoran način u skladu s lokalnim propisima

Bateriju je potrebno izvaditi iz uređaja prije odlaganja. Izvađene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je zakonski obavezan odlagati baterije u skladu s nacionalnim propisima. Izvađene baterije treba čuvati van domašaja djece, ne bacati u vatru, ne spajati ih na kratko niti rastavljati.



Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате уреда.

Благодарим ви, че избрахте Tesla Brush. Ние сме посветени на предоставянето на висококачествени продукти, които помагат за почистване на зъбите и запазване на оралното здраве. Тази четка за зъби ефективно премахва плаката, натрупана от кафе, чай, петна от цигари и други. Също така осигурява защита за венците и помага за предотвратяване на гингивита.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използването на четката за зъби Tesla Home е нов вид миене на зъби.
- Не отваряйте, ремонтирайте или модифицирайте продукта без разрешение.
- Не удяряйте и не хвърляйте продукта. Ако продуктът изглежда дефектен, спрете да го използвате.
- Проверете дали местното напрежение съответства на посоченото захранващо напрежение преди свързване.
- Използвайте този продукт само с определената резервна глава и зарядно устройство за четка Tesla.
- Ако сте имали орална операция или операция на венците, моля, консултирайте се с вашия зъболекар преди употреба.
- Въпреки че използването на дома Tesla Home като цяло е безопасно за всички, ако носите сърдечен пейсмейкър или подобно устройство, консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате тази четка за зъби.
- Този продукт е предназначен за почистване само на зъбите, венците и езика.
- За да се осигури правилна употреба, лица (включително деца), които нямат опит в използването на този вид продукт, не трябва да го използват без надзор.
- Не използвайте основата за зареждане на открито или при висока температура. Не накусвайте основата или тялото във вода или друга течност. Изключете четката, когато не я използвате и преди почистване. Моля, не почиствайте с продукти за грижа за косата (като гелове или масла), със сапун за ръце или киселинна почистваща течност, тъй като това ще повреди повърхността на продукта.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира правилна употреба и да не си играят с четката за зъби неправилно.
- Не оставяйте продукта в среда с висока температура и не го излагайте на пряка слънчева светлина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Име на продукта	Четка за зъби Tesla Home	Модел	TDP121PW, TDP121NB
Сила на четката	1.2 W	Четка работна сила	DC 3.7 V
Мощност на зареждане	1.5 W	Работно напрежение на зарядното устройство	DC 5 V
Време за зареждане	Около 4 часа	Капацитет на батерията	260 mAh
Използване на батерията при пълен капацитет	100 минути	Тегло	Прибл. 85 g (включително четка)
Размер на тялото	Приблизително 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Честота	Приблизително 22.000 движения/мин. (Режим на почистване) Приблизително 26.000 движения/мин. (Режим на избелване)		

ИМЕНА НА КОМПОНЕНТИ



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Поставете сменяемата глава на четката здраво върху върха на металната четка.
2. С леко мокра ръка дръжте четката така, че пръстът ви да е в контакт с металната пластина. Това е, което провежда отрицателния йонен поток, който прави йонната енергия на Tesla Home да работи по-ефективно.
3. Намокрете косъмчетата на четката и нанесете малко количество паста за зъби, ако желаете. (Ще ви трябва по-малко от половината от редовното ви количество паста за зъби.)
4. Поставете четката върху зъбите под лек ъгъл към линията на венците.
5. Изберете подходящия режим, като натиснете бутона "Избор на режим". Дисплеят ще покаже кой режим е избран. Изберете един от четири режима, както следва:
a. Clean: около 22 000 вибрации в минута. Това е ежедневен режим, който се занимава с всички въпроси на устната хигиена.

b. White+: около 26 000 удара в минута, когато искате да обърнете специално внимание на елиминирането на повърхностните петна.

c. Gum care: В допълнение към полирането на зъбите, този режим осигурява нежна, масажираща стимулация на венците.

d. Hi-Clean: Този режим е малко по-енергичен, за да проникне в плаката дълбоко в пролуката между зъбите.

6. Внимателно движете главата на четката бавно върху зъбите с леко движение напред и назад, за да постигнете най-доброто почистване. Редувайте движенията с четка между предната, задната и захващащите повърхности на зъбите, като отделяте поне 10 секунди на всяка повърхност. Не забравяйте да позволите на влакната да достигнат между зъбите за масаж. Не оказвайте прекалено голям натиск върху влакната на зъбите, оставете силата на трептенията да свършат по-голямата част от работата.

Индикатор за глава на четката за смяна

Ако решите да не използвате индикатора за замяна:



Индикаторът за смяна е активен, когато отворите опаковката.

Ако решите да не използвате индикатора, първо се уверете, че устройството е изключено и натиснете многофункционалния бутон за повече от 2 секунди, за да изключите индикатора.

Как да установите първоначалните стойности на индикатора за замяна

(накарайте иконата на главата на четката да изчезне)



Когато индикаторът е активен, иконата на главата на четката ще се появи след 180 минути употреба. Иконата ще мига в продължение на 30 секунди дори след като устройството е изключено.

За да възстановите първоначалните стойности, изключете устройството и натиснете едновременно бутона за захранване и multifunctionalния бутон за 2 секунди. Индикаторът няма да бъде нулиран чрез просто смяна на главата на четката.

ФУНКЦИИ

1. Моторът Tesla достига около 26 000 вибрации в минута, с усилване (почистващо покритие) от 6 mm, за ефективно почистване на зъбите.
2. Тялото на четката е ергономично проектирано за лесно захващане. Той е водоустойчив, а меката му дръжка му осигурява удобно усещане и надежден захват.
3. Интелигентният таймер спира на всеки 30 секунди, три пъти във всяка двуминутна сесия, за да напомни на потребителя за препоръчителното две минути оптимално време за четкане.
4. Тялото на четката е потопено на един метър в продължение на 30 минути, без да изтича, което е повече от достатъчно, за да отговори на ежедневните изисквания за почистване.
5. Устройството съдържа безопасна и издръжлива литиева батерия. Напълно заредена батерия може да работи 25 дни (две минути употреба два пъти на ден) и предупреждава потребителя, когато капацитетът е нисък.
6. Предлагат се 4 режима, почистване, избелване + режим на масаж и силно почистване, за да отговори на различни нужди.


Функциите на уреда са фабрично зададени и проверени преди разпространение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЯНА НА ГЛАВАТА НА ЧЕТКАТА



ОДВОЈИТЕ

Издърпайте главата на 90 градуса, както е показано на снимката вляво, след което отделете главата на четката от дръжката.



ПОСТАВЕТЕ НОВА ГЛАВА

Прорезите на гърлото трябва да съвпадат с прорезите от вътрешната страна на главата на четката. Поставете главата на четката така, че да се плъзга надолу по металния връх, докато щракне на място.

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Благодарение на индуктивното зареждане, просто поставяне на четката за зъби върху зарядната основа, свързана към АС, ще поддържа батерията заредена.
2. LED светлината показва, че устройството се зарежда. Този индикатор ще се изключи, когато уредът е напълно зареден, което не трябва да отнеме повече от четири часа.
3. Бутонът "Избор на режим" е деактивиран по време на зареждане.
4. Ако поставите устройството в работен режим върху зареждащата база, то ще спре да работи и ще влезе в режим на зареждане.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

1. Тяло на четката

Отстранете главата на четката от дръжката. Използвайте мека, влажна кърпа, за да избършете цялата повърхност и дръжката и я оставете да изсъхне сама.

2. База за зареждане

Използвайте мека, влажна кърпа, за да избършете основата за пълнене и я оставете да изсъхне сама.

- Не потапяйте във вода

3. Глави за четки

- Изплаквайте старателно главата на четката и косъмчетата след всяка употреба.
- Не стискайте и не дърпайте влакната, за да избегнете огъването им.
- Препоръчваме да сменяте главата на четката си за зъби на всеки 45 дни. Прекомерно използваните четки могат да натрупват бактерии и тяхната почистваща ефективност ще намалява с времето.

Да се изхвърля отговорно съгласно местните разпоредби

Батерията трябва да бъде извадена от устройството преди изхвърляне. Извадените батерии не трябва да се изхвърлят в битовия отпадък. Всеки потребител е по закон задължен да изхвърля батериите съгласно националните разпоредби. Извадените батерии да се съхраняват далеч от деца, да не се изхвърлят в огън, да не се предизвиква късо съединение и да не се разглобяват.



Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Aitäh, et valisite "Tesla".

Oleme pühendunud pakkuma kulutõhusaid tooteid, mis aitavad puhastada hambaid ja kaitsta suu tervist. See hambahari aitab tõhusalt vähendada hambakattu, kohvi-, tee-, suitsetamisplekke ja muude jääkide kogunemist. Samuti kaitseb see igemeid ja mängib olulist rolli igemepõletiku ennetamisel ja leevendamisel.


OLULISED OHUTUSJUHISED

1. "Tesla" hambaharja kasutamine on uus suuhoolduskogemus.
2. Toodet mitte osadeks võtta, parandada ega muuta, kui teil puudub selleks luba.
3. Toodet mitte lüüa ega maha pillata. Kui toode tundub vigane, lõpetage selle kasutamine.
4. Enne vooluga ühendamist kontrollige, kas kohalik pinge vastab toiteallikal märgitud pingele.
5. Kasutage seda toodet ainult ettenähtud "Tesla" hambaharja otsiku ja laadijaga.
6. Kui teil on olnud suu või igemete operatsioon või tunnete suus ebamugavust, pidage enne kasutamist nõu hambaarstiga.
7. Kuigi "Tesla Home" hambahari on üldiselt kõigile ohutu, pidage enne kasutamist nõu arstiga, juhul kui kasutate südamestimulaatorit või sarnast seadet.
8. See toode on mõeldud ainult hammaste, igemete ja keele puhastamiseks.
9. Õige kasutamise tagamiseks ei tohiks isikud (sh lapsed), kellel puudub kogemus selliste toodete kasutamisel, seda järelevalveta kasutada.
10. Ärge kasutage laadimisalust välistingimustes või kõrge temperatuuriga keskkonnas. Ärge kastke laadimisalust ega hambaharja vette ega muudesse vedelikesse. Eemaldage toide, kui seadet ei kasutata või kui soovite seda puhastada. Ärge kasutage puhastamisel juuksehooldustooteid (nt geele või õlisid), kätepesuseepi ega happelisi puhastusvedelikke – need kahjustavad toote pinda.
11. Lapsi tuleks hambaharja kasutamisel jälgida, et tagada õige kasutamine ja vältida seadmega mängimist.
12. Mitte hoida kõrgel temperatuuril ega otsese päikesevalguse käes.

TOOTEINFO

Toote nimetus	Tesla Home hambahari	Mudel	TDP121PW, TDP121NB
Võimsus kasutamisel	1.2 W	Pinge kasutamisel	DC 3.7 V
Laadimisvõimsus	1.5 W	Laadija tööpinge	DC 5 V
Laadimisaeg	Umbes 4 tundi	Aku mahutavus	260 mAh
Aku kestvus täislaetuna	100 minutit	Kaal	Umbes 85 g (sh otsik)
Hambaharja mõõtmed	Umbes 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Sagedus	Umbes 22.000 liigutust/min (Clean režiim) Umbes 26.000 liigutust/min (White+ režiim)		

KOMPONENDI NIMETUS



TESLA HOME HAMBAHARJA KASUTAMINE

1. Paigaldage vahetatav hambaharja otsik kindlalt käepideme metallvõllile.
2. Niiske käega hoidke käepidet, puudutades samal ajal metallplaati. See tekitab negatiivsete ionide voo, mis muudab TESLA ultraheli efektiivsemaks.
3. Niisutage hambaharja harjased ja soovi korral kandke neile väike kogus hambapastat (vähem kui pool tavalisest kogusest).
4. Asetage harjased õrnalt hammastele, suunates need igemelepiirile.
5. Valige sobiv režiim, vajutades nuppu režiimi valimiseks. Ekraanil kuvatakse valitud režiim. Saadaval on neli režiimi:
a. Clean – u 22 000 liigutust/min, igapäevaseks suuhügieeniks.

b. White+ – u 26 000 liigutust/min, pindmiste plekkide eemaldamiseks.


c. Gum care – õrn igemete massaaž ja hammaste poleerimine.

d. Hi-Clean – veidi intensiivsem režiim katu eemaldamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

6. Liigutage hambaharja aeglaselt üle hammaste edasi-tagasi liigutustega. Puhastage esi-, taga- ja mälumispinnad, pühendades igale alale vähemalt 10 sekundit. Veenduge, et harjased ulatuvad hambavahedesse ja masseerivad igemeid. Ärge suruge harjaseid liiga tugevalt – laske vibratsioonil teha oma tööd.

Otsiku vahetamise indikaator


Kui te ei soovi kasutada harjapea vahetamise indikaatorit:



Pakendi avamisel on indikaator on aktiivne. Kui te ei soovi indikaatorit kasutada, veenduge esmalt, et seade on välja lülitatud, ja vajutage multifunktsiooninuppu 2 sekundit, et indikaator välja lülitada.

Kuidas lähtestada otsiku vahetamise indikaator

(et hambaharja otsiku ikoon kaoks)



Kui indikaator on aktiivne, ilmub hambaharja otsiku ikoon pärast 180-minutilist kasutust. Ikoon vilgub 30 sekundit ka pärast seadme väljalülitamist.

Lähtestamiseks lülitage seade välja ja vajutage samaaegselt toitenuppu ja multifunktsiooninuppu 2 sekundit. Ainult harjapea vahetamine indikaatorit ei lähtesta.

OMADUSED

1. "Tesla" mootor tagab kuni umbes 26 000 liigutust minutis, 6 mm amplituudiga (puhastuspind), et hambaid tõhusalt puhastada.
 2. Hambahari on ergonoomilise kujuga, pehme käepideme viimistlus tagab mugava ja kindla haarde.
 3. Nutitaimer peatub iga 30 sekundi järel (kolm korda kaheminutilise tsükli jooksul), et meelde tuletada soovituslikku kaheminutilise harjamise kestust.
 4. Hambahari on veekindel kuni ühe meetri sügavusel 30 minuti jooksul ilma lekketa, mis on enam kui piisav igapäevaseks puhastamiseks.
 5. Seadmel on ohutu ja vastupidav liitiumaku. Täislaetuna kestab aku kuni 25 päeva (2 minutit kaks korda päevas) ning hoiatab, kui aku hakkab tühjaks saama.
 6. Seade pakub 4 režiimi – Clean, White+, Gum care ja Hi-Clean – erinevate vajaduste jaoks.
- Seadme funktsioonid on tehases eelhäälestatud ja kontrollitud enne müügilise jõudmist.

HAMBAHARJA OTSIKU VAHETAMISE JUHISED



EEMALDAMINE

Pöörake otsikut 90 kraadi, nagu vasakul pildil näidatud, ja eemaldage see käepidemelt.



PAIGALDAMINE

Vaadake, et hambaharja kaelal olev sälk oleks kohakuti otsiku sisemiste sisselõigetega. Asetage uus otsik peale ja libistage see vardale, kuni kuulete klõpsu.

SEADME LAADIMINE

1. Tänu induktsoonlaadimisele piisab hambaharja asetamisest vooluvõrku ühendatud laadimisalusel, et hoida aku laetuna.
2. LED-tuli näitab, et seade laeb. Kui aku on täis (laadimine ei võta rohkem kui 4 tundi), kustub indikaatorituli.
3. Nupp režiimi valimiseks ei tööta laadimise ajal.
4. Kui asetate laadimisalusel töötava seadme, lülitub see töö lõpetades laadimisrežiimi.

SEADME PUHASTAMINE

1. Käepide

Eemaldage otsik käepidemelt. Pühkige kogu käepide ja völli pehme niiske lapiga ning laske õhu käes kuivada.

2. Laadimisalus

Pühkige laadimisalus pehme niiske lapiga ja laske kuivada.

- Ärge kastke vette.

3. Otsikud

- Loputage otsik ja harjased põhjalikult pärast iga kasutuskorda.
- Ärge pigistage ega tõmmake harjaseid, et vältida nende kuju muutumist.
- Soovitame vahetada otsikut iga 45 päeva järel. Liiga kaua kasutatud harjapead võivad koguda baktereid ja puhastusefektiivsus väheneb märgatavalt.

Utiliseerige vastutustundlikult vastavalt kohalikele eeskirjadele

Enne toote äraviskamist tuleb patarei eemaldada. Eemaldatud patareisid ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Iga tarbija on seadusega kohustatud patareisid käitlema vastavalt riiklikele eeskirjadele. Hoidke eemaldatud patareisid lastele kättesaamatus kohas; ärge visake neid tulle, ärge tekitage lühist ega võtke neid lahti.



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Tesla Brush. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων που βοηθούν στον καθαρισμό των δοντιών και τη διατήρηση της στοματικής υγείας. Αυτή η οδοντόβουρτσα απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα που συσσωρεύεται στα δόντια από καφέ, τσάι, λεκέδες τσιγάρων και άλλες ουσίες. Παρέχει επίσης προστασία στα ούλα και βοηθά στην πρόληψη της ουλίτιδας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Η χρήση της οδοντόβουρτσας Tesla Home είναι ένα νέο είδος εμπειρίας βουρτσίσματος δοντιών.
2. Μην ανοίγετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση.
3. Μην χτυπάτε ή πετάτε το προϊόν. Εάν το προϊόν φαίνεται ελαττωματικό, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
4. Ελέγξτε ότι η τοπική τάση ταιριάζει με την καθορισμένη τάση τροφοδοσίας πριν τη σύνδεση.
5. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο με την καθορισμένη ανταλλακτική κεφαλή και φορτιστή Tesla Brush.
6. Εάν είκατε χειρουργική επέμβαση στοματικής κοιλότητας ή χειρουργική επέμβαση στα ούλα, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.
7. Αν και η χρήση του Tesla Home είναι γενικά ασφαλής για όλους, εάν φοράτε βηματοδότη ή παρόμοια συσκευή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την οδοντόβουρτσα.
8. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει μόνο τα δόντια, τα ούλα και τη γλώσσα.
9. Για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση, άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση αυτού του τύπου προϊόντος δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης σε εξωτερικούς χώρους ή σε υψηλή θερμοκρασία. Μην μουλιάσετε τη βάση ή το σώμα σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Αποσυνδέετε τη βούρτσα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Μην καθαρίζετε με προϊόντα περιποίησης μαλλιών (όπως τζελ ή λάδια), σαπούνι χεριών ή όξινο υγρό καθαρισμού, καθώς αυτό θα καταστρέψει την επιφάνεια του προϊόντος.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση και ότι δεν παίζουν λανθασμένα με την οδοντόβουρτσα.
12. Μην αφήνετε το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και μην το εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος	Οδοντόβουρτσα Tesla Home	Μοντέλο	TDP121PW, TDP121NB
Δύναμη βούρτσας	1.2 W	Βουρτσίστε το εργατικό δυναμικό	DC 3.7 V
Ισχύς φόρτισης	1.5 W	Τάση λειτουργίας φορτιστή	DC 5 V
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 4 ώρες	Χωρητικότητα μπαταρίας	260 mAh
Χρήση της μπαταρίας σε πλήρη χωρητικότητα	100 λεπτά	Βάρος	Περίπου 85g (συμπεριλαμβανομένης της βούρτσας)
Μέγεθος σώματος	Περίπου 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Συχνότητα	Περίπου 22.000 κινήσεις/λεπτό. (Λειτουργία καθαρισμού) Περίπου 26.000 κινήσεις/λεπτό. (Λειτουργία λεύκανσης)		

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε την αντικατάσταση κεφαλής βούρτσας σταθερά πάνω από το άκρο της μεταλλικής βούρτσας.
2. Με ένα ελαφρώς βρεγμένο χέρι, κρατήστε τη βούρτσα έτσι ώστε το δάκτυλό σας να έρθει σε επαφή με τη μεταλλική πλάκα. Αυτό είναι που οδηγεί τη ροή αρνητικών ιόντων που κάνει την ενέργεια ιόντων του Tesla Home να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
3. Βρέξτε τις τρίχες της βούρτσας και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας, αν θέλετε. (Θα χρειαστείτε λιγότερο από το ήμισυ της κανονικής σας ποσότητας οδοντόκρεμας.)
4. Τοποθετήστε τη βούρτσα στα δόντια σε ελαφριά γωνία προς τη γραμμή των ούλων.
5. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία πατώντας το κουμπί "Επιλογέας λειτουργίας". Η οθόνη θα δείξει ποια λειτουργία έχει επιλεγεί. Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας, ως εξής:
a. Clean: περίπου 22.000 δονήσεις ανά λεπτό. Αυτό είναι ένα καθημερινό σχήμα που αντιμετωπίζει όλα τα θέματα στοματικής υγιεινής.
b. White+: περίπου 26.000 χτυπήματα το λεπτό, όταν θέλετε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη των επιφανειακών λεκέδων.
c. Gum care: Εκτός από το γυάλισμα των δοντιών, αυτή η αγωγή παρέχει απαλή, μασάζ διέγερση των των ούλων.
d. Hi-Clean: Αυτή η λειτουργία είναι λίγο πιο έντονη, για να μπει στην πλάκα βαθιά στο κενό μεταξύ των δοντιών.
6. Μετακινήστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας αργά πάνω από τα δόντια με απαλές κινήσεις μπρος-πίσω για να πετύχετε τον καλύτερο καθαρισμό. Εναλλακτικές κινήσεις βουρτσίσματος μεταξύ της μπροστινής, της πίσω και της επιφάνειας δαγκώματος των δοντιών, αφιερώνοντας τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα σε κάθε επιφάνεια. Φροντίστε να αφήσετε τις ίνες να φτάσουν ανάμεσα στα δόντια για μασάζ. Μην πιέζετε πολύ τις ίνες στα δόντια, αφήστε τη δύναμη των ταλαντώσεων να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς.

Ένδειξη κεφαλής βούρτσας αντικατάστασης

Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε την ένδειξη αντικατάστασης:



Η ένδειξη αντικατάστασης είναι ενεργή όταν ανοίγετε τη συσκευασία. Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε την ένδειξη, πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη.

Πώς να καθορίσετε τις αρχικές τιμές του δείκτη αντικατάστασης:

(να εξαφανιστεί το εικονίδιο της κεφαλής της βούρτσας)



Όταν η ένδειξη είναι ενεργή, το εικονίδιο της κεφαλής της βούρτσας θα εμφανιστεί μετά από 180 λεπτά χρήσης. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

Για να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μαζί για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη δεν θα επαναρρυθμιστεί με απλή αντικατάσταση της κεφαλής της βούρτσας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Το μοτέρ Tesla φτάνει περίπου τις 26.000 δονήσεις ανά λεπτό, με ενίσχυση (κάλυψη καθαρισμού) 6 mm, για αποτελεσματικό καθαρισμό δοντιών.
2. Το σώμα της βούρτσας είναι εργονομικά σχεδιασμένο για εύκολο κράτημα. Είναι αδιάβροχο και η μαλακή λαβή του δίνει άνετη αίσθηση και αξιόπιστο κράτημα.
3. Ο έξυπνος χρονοδιακόπτης σταματά κάθε 30 δευτερόλεπτα, τρεις φορές σε κάθε συνεδρία δύο λεπτών, για να υπενθυμίζει στον χρήστη τον προτεινόμενο βέλτιστο χρόνο βουρτσίσματος των δύο λεπτών.
4. Το σώμα της βούρτσας είναι βυθισμένο στο ένα μέτρο για 30 λεπτά χωρίς διαρροές, κάτι που είναι υπεραρκετό για να καλύψει

- τις καθημερινές απαιτήσεις καθαρισμού.
5. Η μονάδα περιέχει μια ασφαλή και ανθεκτική μπαταρία λιθίου. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει για 25 ημέρες (δύο λεπτά χρήσης δύο φορές την ημέρα) και προειδοποιεί τον χρήστη όταν η χωρητικότητα είναι χαμηλή.
6. Υπάρχουν 4 λειτουργίες που προσφέρονται, καθαρισμός, λειτουργία λεύκανσης + μασάζ και υψηλός καθαρισμός, για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών.

Οι λειτουργίες της μονάδας προκαθορίστηκαν από το εργοστάσιο και ελέγχθηκαν πριν από τη διανομή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ




ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ

Τραβήξτε την κεφαλή κατά 90 μοίρες όπως φαίνεται στην εικόνα στα αριστερά και μετά διαχωρίστε την κεφαλή της βούρτσας από τη λαβή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΗ

Οι εγκοπές στο λαβό πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές στο εσωτερικό της κεφαλής της βούρτσας. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας έτσι ώστε να γλιστράει προς τα κάτω στη μεταλλική άκρη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Χάρη στην επαγωγική φόρτιση, η απλή τοποθέτηση της οδοντόβουρτσας στη βάση φόρτισης που είναι συνδεδεμένη στο AC θα διατηρήσει τη μπαταρία φορτισμένη.
2. Η λυχνία LED υποδεικνύει ότι η μονάδα φορτίζεται. Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν η μονάδα φορτιστεί πλήρως, κάτι που δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις ώρες.
3. Το κουμπί "Επιλογές λειτουργίας" είναι απενεργοποιημένο κατά τη φόρτιση.
4. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε λειτουργία λειτουργίας στη βάση φόρτισης, θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εισέλθει σε λειτουργία φόρτισης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Σώμα βουρτσίσματος

Αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας από τη λαβή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε ολόκληρη την επιφάνεια και τη λαβή και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του.

2. Βάση φόρτισης

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε τη βάση πλήρωσης και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του.

• Μην βυθίζετε στο νερό

3. Κεφαλές βούρτσας

• Ξεπλύνετε καλά την κεφαλή και τις τρίχες της βούρτσας μετά από κάθε χρήση.

• Μην πιέζετε και μην τραβάτε τις ίνες για να μην λυγίσουν από το σκήμα τους.

• Συνιστούμε να αλλάζετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσάς σας κάθε 45 ημέρες. Οι υπερβολικά χρησιμοποιημένες βούρτσες μπορούν να συσσωρεύσουν βακτήρια και η αποτελεσματικότητά τους καθαρισμού θα μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου.

Να απορρίπτεται υπεύθυνα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από την απόρριψη. Οι αφαιρεμένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής είναι νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτει τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οι αφαιρεμένες μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να μην πετιούνται στη φωτιά, να μην βραχυκυκλώνονται και να μην αποσυναρμολογούνται.



Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Hvala Vam što ste odabrali Tesla Brush.

Posvećeni smo osiguravanju visoko isplativih proizvoda koji pomažu u čišćenju zubi i zaštiti oralnog zdravlja. Ova četkica za zube učinkovito smanjuje plak koji se zadržava na zubima od kave, čaja, mrlja nastalih konzumiranjem cigareta i još mnogo toga. Također pruža zaštitu desnima i ima važnu ulogu u poboljšavanju i sprječavanju gingivitisa.


VAŽNE MJERE ZAŠTITE

- Korištenje Tesla Home četkice za zube je nova vrsta iskustva pranja zubi.
- Nemojte otvarati, popravljati ili mijenjati proizvod bez odobrenja.
- Nemojte udarati ili bacati proizvod. Ako proizvod izgleda neispravno, prestanite ga koristiti.
- Provjerite odgovara li lokalni napon onome naznačenom na napajanju prije povezivanja.
- Koristite ovaj proizvod samo s navedenom zamjenskom glavom i punjačem Tesla četke.
- Ako ste imali oralnu operaciju ili operaciju desni, molimo Vas da se prije uporabe konzultirate s stomatologom.
- Iako je upotreba Tesla Home četkice općenito sigurna za sve, ako nosite srčani pacemaker ili sličan uređaj, savjetujte se s liječnikom prije uporabe ove četkice za zube.
- Ovaj proizvod je dizajniran za čišćenje isključivo zubi, desni i jezika.
- Kako bi se osigurala pravilna upotreba, osobe (uključujući djecu) neiskusne u uporabi ove vrste proizvoda ne bi ga smjele koristiti bez nadzora.
- Nemojte koristiti bazu za punjenje na otvorenom ili pri visokim temperaturama. Nemojte močiti bazu ili tijelo u vodi ili bilo kojoj tekućini. Uklonite četkicu s napajanja kad nije u uporabi i prije čišćenja. Molimo Vas da ne čistite proizvod sredstvima za njegu kose (kao što su gelovi ili ulja), sapunom za ruke ili kiselim sredstvima za čišćenje, jer će to oštetiti površinu proizvoda.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osigurala pravilna uporaba i kako se ne bi pogrešno igrala s četkicom za zube.
- Nemojte ostavljati proizvod u okruženju visokih temperatura niti ga izlagati izravnom sunčevom svjetlu.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Ime proizvoda	Tesla Home četkica za zube	Model	TDP121PW, TDP121NB
Snaga četkice	1.2 W	Radna snaga četkice	DC 3.7 V
Snaga punjenja	1.5 W	Radni napon punjača	DC 5 V
Vrijeme punjenja	Oko 4 sata	Kapacitet baterije	260 mAh
Potpuno napunjena baterija	100 minuta	Težina	Približno 85 g (uključujući četkicu)
Veličina tijela	Otprilike 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvencija	Otprilike 22.000 pokreta/min. (Režim čišćenja) Otprilike 26.000 pokreta/min. (Režim izbjeljivanja)		

NAZIVI KOMPONENTI




UPUTE ZA UPOTREBU TESLA ČETKICE ZA ZUBE

1. Postavite zamjenjivu glavu četkice čvrsto preko metalnog vrha.
2. Držite četkicu blago navlaženom rukom, dopuštajući kontakt prsta s metalnom pločom koja provodi negativni ionski tok.
3. Navlažite vlakna četkice i nanosite malu količinu paste za zube, prema želji. (Bit će Vam potrebno manje od polovine uobičajene količine paste.)
4. Postavite četkicu pod blagim kutem prema liniji desni.
5. Odaberite odgovarajući režim pritiskom na gumb "Odabir režima". Ekran prikazuje odabrani režim:
6. **a. Clean:** oko 22.000 vibracija u minuti. Ovo je svakodnevni režim za osnovnu oralnu higijenu.
- b. White+:** oko 26.000 pokreta u minuti, idealno za uklanjanje površinskih mrlja.
- c. Gum care:** nježno masira desni dok polira zube.
- d. Hi-Clean:** energičniji režim za dubinsko čišćenje teško dostupnih mjesta.
7. Nježno pomičite glavu četkice preko zubi u blagim pokretima naprijed-natrag. Posvetite najmanje 10 sekundi svakom području i omogućite vlaknima da dosegnu međuzubne prostore. Nemojte pritiskati vlakna na zubima, dopustite oscilacijama da obave većinu posla.

Indikator zamjenske glave za četkicu


Ako odlučite ne koristiti indikator:



Indikator je aktiviran pri otvaranju paketa. Ako ga želite isključiti, isključite uređaj i držite gumb za višestruke funkcije dulje od 2 sekunde.

Kako resetirati indikator zamjene:

(učini da ikona glave četkice nestane)



Aktivni indikator prikazuje ikonu glave četkice nakon 180 minuta uporabe. Ikona trepće 30 sekundi čak i nakon isključenja uređaja.

Za resetiranje, isključite uređaj i istovremeno pritisnite gumb za napajanje i višestruke funkcije na 2 sekunde.

FUNKCIJE

1. Tesla motor postiže oko 26.000 vibracija u minuti, uz pomak (pokrivenost čišćenjem) od 6 mm, za učinkovito čišćenje zubi.
2. Tijelo četkice je ergonomski oblikovano za lako držanje. Vodootporno je, a mekana drška daje ugodan osjećaj i sigurno prianjanje.
3. Pametni tajmer pauzira svakih 30 sekundi, tri puta u dvominutnoj sesiji, podsjećajući korisnika na preporučeno dvominutno optimalno vrijeme pranja zubi.
4. Tijelo četkice može izdržati uron do jednog metra na 30 minuta bez propuštanja, što je dovoljno za svakodnevnu uporabu.
5. Uređaj ima sigurnu i izdržljivu litijsku bateriju. Potpuno napunjena baterija može raditi do 25 dana (dva puta dnevno po dvije minute) te upozorava korisnika kad je baterija pri kraju.
6. Nudi se 4 režima rada: čišćenje, izbjeljivanje, masaža i intenzivno čišćenje, kako bi se zadovoljile različite potrebe.


Funkcije uređaja su unaprijed postavljene i testirane prije distribucije.

UPUTE ZA ZAMJENU GLAVE ČETKICE



ODVAJANJE

Povucite glavu za 90 stupnjeva kao što je prikazano na slici s lijeve strane, zatim odvojite glavu četkice od drške.



STAVITE NOVU GLAVU

Zarezi na vratu trebaju biti u liniji sa zarezima na unutrašnjoj strani glave četke. Postavite glavu četke tako da klizi niz metalni vrh dok ne skljudne na svoje mjesto.

PUNJENJE JEDINICE

1. Postavite uređaj na bazu za punjenje spojenu na struju.
2. LED svjetlo signalizira da je uređaj u procesu punjenja. Isključuje se kad je baterija puna (oko 4 sata).
3. Gumb "Odabir režima" onemogućen je tijekom punjenja.
4. Uređaj se automatski isključuje i prelazi u režim punjenja ako je postavljen bazu u režimu rada.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

1. Tijelo četke

Odvojite glavu četkice od drške. Očistite dršku vlažnom krpom i ostavite da se prirodno osuši.

2. Baza za punjenje

Obrišite bazu vlažnom krpom i osušite na zraku.

- Nemojte uranjati u vodu

3. Glava četkice

- Temeljito isperite glavu četkice nakon svake uporabe.
- Nemojte savijati ili izvlačiti vlakna.
- Preporučujemo zamjenu glave četkice svakih 45 dana radi higijene i učinkovitosti.

Odlagati odgovorno u skladu s lokalnim propisima

Bateriju je potrebno izvaditi iz uređaja prije odlaganja. Izvađene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač zakonski je obavezan odlagati baterije u skladu s nacionalnim propisima. Izvađene baterije treba držati izvan dohvata djece, ne bacati u vatru, ne spajati na kratko niti rastavljati.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy az Tesla Brush terméket választotta. Elköteleztettek vagyunk a magas minőségű termékek biztosítása mellett, amelyek segítenek a fogak tisztításában és az orális egészség megőrzésében. Ez a fogkefe hatékonyan eltávolítja a plakkot, amely a kávé, tea, cigaretta és más anyagok által keletkezik a fogakon. Emellett védelmet nyújt az ínynek és segít a fogínygyulladás megelőzésében.


FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A Tesla Home fogkefe használata egy újfajta fogmosási élmény.
2. Ne nyissa fel, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül.
3. Ne üsse vagy dobja a terméket. Ha a termék hibásnak tűnik, hagyja abba a használatát.
4. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megegyezik-e a megadott tápfeszültséggel.
5. Ezt a terméket csak a megadott Tesla Brush cserefejjel és töltővel használja.
6. Ha szájsebészeti vagy ínyműtéten esett át, használat előtt konzultáljon fogorvosával.
7. Bár a Tesla Home otthon használata általában mindenki számára biztonságos, ha szívritmus-szabályozót vagy hasonló eszközt visel, konzultáljon orvosával a fogkefe használata előtt.
8. Ezt a terméket csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására tervezték.
9. A megfelelő használat érdekében az ilyen típusú termékek használatában tapasztalatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) ne használják azt felügyelet nélkül.
10. Ne használja a töltőaljzatot szabadban vagy magas hőmérsékleten. Ne áztassa az alapot vagy a testet vízbe vagy más folyadékba. Ha nem használja, és tisztítás előtt húzza ki a kését a konnektorból. Ne tisztítsa hajápoló szerekkel (például gélekkel vagy olajok), kézi szappannal vagy savas tisztítófolyadékkal, mert ez károsítja a termék felületét.
11. A gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosítsák a megfelelő használatot, és hogy ne játsszanak helytelenül a fogkefével."
12. Ne hagyja a terméket magas hőmérsékletű környezetben, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Termék neve	Tesla Home fogkefe	Modell	TDP121PW, TDP121NB
Ecset erő	1.2 W	Ecset munkaerő	DC 3.7 V
Töltő teljesítmény	1.5 W	Töltő üzemi feszültsége	DC 5 V
Töltési idő	Körülbelül 4 óra	Az akkumulátor kapacitása	260 mAh
Az akkumulátor teljes kapacitással történő használata	100 perc	A súly	Körülbelül 85g (ecsetet is beleértve)
Testméret	Hozzávetőlegesen 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvencia	Hozzávetőlegesen 22.000 mozgás/perc. (Tisztítási mód) Hozzávetőlegesen 26.000 mozgás/perc. (Fehéritő mód)		

ÖSSZETEVŐK NEVEI



- ① Fogkefe fej
- ② Töltő alap
- ③ Programválasztó gomb
- ④ Ecset test
- ⑤ Üzem mód kijelző panel
- ⑥ LED-es tápellátást jelző lámpa
- ⑦ Bekapcsoló gomb
- ⑧ Érintkező fém rész

ÚTMUTATÓ A TESLA FOGKEFE HASZNÁLATÁHOZ

1. Helyezze a cserélhető kefejét határozottan a fémkefe helyére.
2. Enyhén nedves kézzel tartsa a kefért úgy, hogy az ujjá érintkezzen a félemezzel. Ez vezeti a negatív ionáramlást, ami hatékonyabbá teszi a Tesla Home ionenergiájának működését.
3. Nedvesítse meg a kefe sörtéit, és ha szükséges, vigyen fel kis mennyiségű fogkrémet. (A szokásos fogkrémennyiségnek kevesebb mint felére lesz szüksége.)
4. Helyezze a kefért a fogakra az ínyvonal felé enyhén ferdén.
5. Válassza ki a megfelelő üzemmódot a "Mode Selector" gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott mód. Válasszon egyet a négy mód közül az alábbiak szerint:
a. Clean: körülbelül 22 000 rezgés percenként. Ez egy napi rendszer, amely minden szájhigiénéiával foglalkozik.

b. White+: körülbelül 26 000 ütés percenként, amikor különös figyelmet szeretne fordítani a felületi foltok eltüntetésére.


c. Gum care: A fogak polírozása mellett ez a kúra az íny gyengéd, masszírozó stimulációját is biztosítja.

d. Hi-Clean: Ez a mód egy kicsit erőteljesebb, hogy a fogak közötti résben mélyen a lepedékbe kerüljön.

6. Finoman mozgassa a kefejét lassan a fogakon, finom oda- vissza mozdulatokkal a legjobb tisztítás elérése érdekében. Váltott ecsetvonások a fogak elülső, hátsó és harapós felülete között, mindegyik felületen legalább 10 másodpercet töltve. Ügyeljen arra, hogy a szálak eljussanak a fogak közé a masszázshoz. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogak rostjaira, hagyja, hogy az oszcillációk ereje végezze el a munka nagy részét.

Csere kefefej jelző


Ha úgy dönt, hogy nem használja a cserejelzőt:



The replacement indicator is active when you open the package. If you choose not to use the indicator, first make sure your device is off and press the multifunction button for 2 seconds to turn off the indicator.

A cseremutató kezdeti értékeinek megállapítása:

(a kefefej ikon eltűnése)



Ha a jelző aktív, a kefefej ikon 180 perc használat után megjelenik. Az ikon a készülék kikapcsolása után is 30 másodpercig villog.

A kezdeti értékek visszaállításához kapcsolja ki a készüléket, és tartsa lenyomva együtt a bekapcsológombot és a többfunkciós gombot 2 másodpercig. A visszajelző nem áll vissza a kefefej egyszerű cseréjével.

FUNKCIÓK

1. A Tesla motor percenként körülbelül 26 000 rezgést ér el, 6 mm-es erősítéssel (tisztító fedettséggel), a hatékony fogtisztítás érdekében.
2. A kefe teste ergonomikus kialakítású a könnyű fogás érdekében. Vízálló, puha markolata kényelmes érzetet és megbízható fogást biztosít.
3. Az intelligens időzítő 30 másodpercenként szünetel, minden kétperces munkamenetben háromszor, hogy emlékeztesse a felhasználót a javasolt kétperces optimális fogmosási időre.
4. A kefetest egy méter magasságban 30 percig elmerül anélkül, hogy szivárogná, ami több mint elegendő a napi tisztítási igények kielégítéséhez.
5. A készülék biztonságos és tartós lítium akkumulátort tartalmaz. Egy teljesen feltöltött akkumulátor 25 napig működik (napi kétszer két perc használat), és figyelmezteti a felhasználót, ha a kapacitás alacsony.
6. A kínálatban 4 mód áll rendelkezésre, a tisztítás, a fehérités + masszázs mód és a magas tisztítási mód a különböző igények kielégítésére.


Az egység funkcióit gyárilag beállították, és a forgalmazás előtt ellenőrizték.

ÚTMUTATÓ A KEFEFEJ CSERÉJÉHEZ



KÜLÖNÁLLÓ

Húzza el a fejet 90 fokkal a bal oldali képen látható módon, majd válassza le a kefefejet a nyéltől.



HELYEZZEN BE EGY ÚJ FEJET

A nyakon lévő bevágásoknak egy vonalban kell lenniük a kefefej belső oldalán lévő bevágásokkal. Helyezze el a kefefejet úgy, hogy az lecsússzon a fémhegyen, amíg a helyére nem pattan.

AZ EGYSÉG TÖLTÉSE

1. Az induktív töltésnek köszönhetően az akkumulátor feltöltött állapotban marad, ha a fogkefét a váltóáramhoz csatlakoztatott töltőaljzatra helyezi.
2. A LED lámpa jelzi, hogy az egység töltődik. Ez a jelzőfény kialszik, ha az egység teljesen feltöltődik, ami nem tarthat tovább négy óránál.
3. A "Módválasztó" gomb le van tiltva töltés közben.
4. Ha az aktív eszközt a töltőaljzatra helyezi, az leáll, és töltési módba lép.

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

1. Kefetest

Távolítsa el a kefefejet a fogantyúról. Puha, nedves ruhával törölje le a teljes felületet és a fogantyút, majd hagyja magától megszáradni.

2. Töltő alap

Puha, nedves ruhával törölje le a töltőanyag alapot, és hagyja magától megszáradni.

- Ne merítse vízbe

3. Kefefejek

- Minden használat után alaposan öblítse le a kefefejet és a sörtéket.
- Ne nyomja össze és ne húzza a szálakat, nehogy kihajlítsa őket.
- Javasoljuk, hogy 45 naponta cserélje ki a fogkefefejet. A túlzottan használt kefék felhalmozhatják a baktériumokat, és tisztítási hatékonyságuk idővel mérséklődik.

A helyi előírásoknak megfelelően, felelősségteljesen kell ártalmatlanítani

Az elemet a kidobás előtt el kell távolítani a készülékből. Az eltávolított elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Minden fogyasztó jogilag köteles az elemeket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az eltávolított elemeket gyermekektől távol kell tartani, nem szabad tűzbe dobni, rövidre zární vagy szétszedni.



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Dėkojame, kad pasirinkote „Tesla“.

Mes įsipareigojame tiekti itin ekonomiškus gaminius, kurie padeda valyti dantis ir saugoti burnos sveikatą. Ši dantų šepetėlis veiksmingai padeda sumažinti apnašų, kavos, arbatos, rūkymo dėmių ir kitų nuosėdų susidarymą. Jis taip pat apsaugo danteną bei svariai prisideda prie gingivito prevencijos ir jo būklės gerinimo.


SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

1. „Tesla“ dantų šepetėlio naudojimas yra nauja burnos priežiūros patirtis.
2. Neatidarykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio be leidimo.
3. Nedaužykite ir nenumeskite gaminio. Jei gaminys atrodo sugedęs – nustokite jį naudoti.
4. Prieš prijungdami, patikrinkite, ar vietinė įtampa atitinka ant maitinimo šaltinio nurodytą įtampą.
5. Šį gaminį naudokite tik su jam skirta „Tesla“ dantų šepetėlio galvute ir įkrovikliu.
6. Jei anksčiau turėjote burnos ar dantenų operaciją arba jaučiate bet kokią diskomfortą burnoje, prieš naudodami pasitarkite su savo odontologu.
7. Nors „Tesla Home“ dantų šepetėlis paprastai yra saugus visiems, jeigu turite širdies stimuliatorių ar panašų prietaisą, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.
8. Šis gaminys skirtas tik dantis, dantenoms ir liežuviui valyti.
9. Siekiant užtikrinti tinkamą naudojimą, asmenys (įskaitant vaikus), neturintys patirties naudojant tokio tipo gaminius, neturėtų jų naudoti be priežiūros.
10. Nenaudokite įkrovimo stovo lauke ar aukštoje temperatūroje. Nemerkite įkrovimo pagrindo ar dantų šepetėlio į vandenį ar kitus skysčius. Atjunkite maitinimo šaltinį kai nenaudojate, ir prieš valydami. Nepurškite ir nevalykite gaminio plaukų priežiūros priemonėmis (pvz., geliais ar aliejais), rankų muilu ar rūgštinėmis valymo priemonėmis – jos pažeis gaminio paviršių.
11. Vaikus, naudojančius dantų šepetėlį, reikia prižiūrėti, kad jie tinkamai naudotųsi prietaisu ir nežaistų su juo.
12. Nelaikykite aukštoje temperatūroje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

PRODUKTO INFORMACIJA

Produkto pavadinimas	Tesla Home dantų šepetėlis	Modelis	TDP121PW, TDP121NB
Rankenos galia	1.2 W	Rankenos darbinė įtampa	DC 3.7 V
Įkrovimo galia	1.5 W	Įkroviklio darbinė įtampa	DC 5 V
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos	Baterijos talpa	260 mAh
Baterijos veikimo laikas pilnai įkrovus	100 minučių	Svoris	Maždaug 85 g (įskaitant galvutę)
Korpuso dydis	Maždaug 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Dažnis	Maždaug 22.000 judesių per minutę (valymo režimas); Maždaug 26.000 judesių per minutę (White+ režimas)		

KOMPONENTO PAVADINIMAS



TESLA HOME DANTŲ ŠEPETĖLIO NAUDOJIMAS

1. Tvirtai uždėkite keičiamą šepetėlio galvutę ant plieninio korpuso strypo.
2. Sudrėkinta ranka laikykite už korpuso, liesdami metalinę plokštelę. Tai sukuria neigiamų jonų srautą, dėl kurio TESLA garso galia veikia efektyviau.
3. Sudrėkinkite šerelius ir, jei pageidaujate, uždėkite nedidelį kiekį dantų pastos. (Jei naudojate pastą, užtenka mažiau nei pusės įprasto kiekio.)
4. Švelniai priglauskite šepetėlio šerelius prie dantų, nukreipdami juos link dantenų linijos.
5. Pasirinkite tinkamą režimą paspausdami režimo pasirinkimo mygtuką. Ekrane bus rodomas pasirinktas režimas. Galimi keturi režimai:

a. Clean – apie 22 000 judesių per minutę. Kasdienis režimas, skirtas visapusei burnos higienai.

b. White+ – apie 26 000 judesių per minutę, kai ypatingas dėmesys skiriamas paviršinių dėmių šalinimui.


c. Gum care – be dantų poliravimo, šis režimas švelniai masažuoja danteną.

d. Hi-Clean – šiek tiek intensyvesnis režimas, skirtas apnašoms pašalinti iš gilesnių tarpdančių vietų.

6. Lėtai judėkite šepetėlio galvute dantų paviršiumi lengvais judesiais pirmyn-atgal, kad pasiektumėte geriausią rezultatą. Valykite priekinius, galinius ir kramtomuosius paviršius, kiekvienam skirdami bent po 10 sekundžių. Leiskite šereliams pasiekti tarpdančius ir masažuoti danteną. Nespauskite šerelių per stipriai į dantų paviršių – leiskite, kad darbą atliktų šepetėlio vibracija.

Keičiamos šepetėlio galvutės indikatorius


Jei nuspręsite nenaudoti keitimo indikatorius:



Galvutės keitimo indikatorius būna įjungtas, kai atidarote pakuotę. Jei nenorite jo naudoti, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, ir 2 sekundėms paspauskite daugifunkcij mygtuką, kad indikatorius būtų išjungtas.

Kaip iš naujo nustatyti keitimo indikatorių

(kad dingtų šepetėlio galvutės piktograma)



Kai indikatorius yra aktyvus, šepetėlio piktograma atsiranda po 180 minučių naudojimo. Piktograma mirksi 30 sekundžių net ir išjungus prietaisą.

Norėdami iš naujo nustatyti keitimo indikaciją, išjunkite prietaisą ir kartu 2 sekundėms paspauskite maitinimo mygtuką bei daugifunkcij mygtuką. Keičiant šepetėlio galvutę indikatorius nenusunulina automatiškai.

SAVYBĖS

1. „Tesla“ variklis užtikrina iki maždaug 26 000 judesių per minutę, su 6 mm amplitude tam, kad dantys būtų efektyviai išvalyti.
 2. Šepetėlio korpusas ergonomiškai suprojektuotas su rankenos danga, kuri suteikia patogų laikymą ir patikimą sukibimą.
 3. Išmanus laikmatis padaro pauzę kas 30 sekundžių, 3 kartus kiekvienos 2 minučių sesijos metu tam, kad priminti apie rekomenduojamą dviejų minučių optimalų dantų valymo laiką.
 4. Šepetėlio korpusas panardintas į vieno metro gylį vandens nepraleidžia 30 minučių. Tai yra daugiau negu pakankama kasdieninio valymo poreikiui.
 5. Prietaisas turi saugią ir patvarią ličio bateriją. Pilnai įkrauta baterija veikia iki 25 dienų (valant dantis po dvi minutes du kartus per dieną) ir įspėja naudotoją, kai įkrova yra maža.
 6. Siūlomi 4 režimai: Clean, White+, Gum care ir Hi-Clean, tam, kad atitiktų skirtingus poreikius.
- Visos prietaiso funkcijos yra iš anksto nustatytos ir patikrintos gamykloje prieš platinimą.

ŠEPETĖLIO GALVUTĖS KEITIMO INSTRUKCIJA



NUĖMIMAS

Pasukite galvutę 90 laipsnių kampų, kaip parodyta kairėje esančiame paveikslėlyje, ir patraukite ją.



UŽDĖJIMAS

Įpjova ant kaklelio turi sutapti su vidinėmis šepetėlio galvutės įpjovomis. Uždėkite naują šepetėlio galvutę ant metalinio strypo kol ji užsifiksuos.

PRIETAISO ĮKROVIMAS

1. Dėl indukcinio įkrovimo pakanka dantų šepetėlį uždėti ant prie elektros tinklo prijungtos įkrovimo stotelės, kad būtų palaikoma baterijos įkrova.
2. LED lemputė rodo, kad prietaisas kraunamas. Kai įkrova bus pilna, indikatoriaus lemputė užges (įkrovimas neturėtų trukti ilgiau nei 4 valandas).
3. Prietaiso įkrovimo metu programos pasirinkimo mygtukas yra neaktyvus.
4. Jeigu veikiančią prietaisą įstatysite į įkroviklį, jis išsijungs ir pradės krauti.

PRIETAISO VALYMAS

1. Rankena

Nuimkite šepetėlio galvutę nuo rankenos. Minkštu, drėgnu skudurėliu nuvalykite visą korpuso ir strypo paviršių, tada palikite išdžiūti.

2. Įkrovimo stotelė

Minkštu, drėgnu skudurėliu nuvalykite įkrovimo stotelę ir palikite išdžiūti.

- Nenardinkite į vandenį.

3. Šepetėlio galvutės

- Po kiekvieno naudojimo gerai išskalaukite šepetėlio galvutę ir šerelius.
- Nespauskite ir netraukite šerelių, kad išvengtų jų formos praradimo.
- Rekomenduojame keisti šepetėlio galvutę kas 45 dienas. Per ilgai naudojamos galvutės gali kaupti bakterijas ir su laiku valymo efektyvumas mažėja.

Utilizuokite atsakingai pagal vietos reglamentus

Baterija turi būti išimta prieš prietaisą utilizuojant. Išimtos baterijos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo utilizuoti baterijas pagal nacionalinius reikalavimus. Išimtas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; jų nemeskite į ugnį ir neardykite.



Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Paldies, ka izvēlējāties "Tesla".

Mēs esam apņēmušies nodrošināt augsti izmaksu ziņā efektīvus produktus, kas palīdz tīrīt zobus un aizsargāt mutes veselību. Šī birstes galviņa efektīvi samazina aplikuma, kafijas, tējas, smēķēšanas traipu un cita aplikuma veidošanos. Tā arī aizsargā smaganas un būtiski palīdz uzlabot un novērst gingivītu.


SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. "Tesla" zobu birstes lietošana sniedz jaunu zobu tīrīšanas pieredzi.
2. Neatveriet, nelabojojiet un nemainiet produktu bez ražotāja atļaujas.
3. Nedaudziet un nesviediet produktu. Ja tas šķiet bojāts, pārtrauciet lietošanu.
4. Pirms pievienošanas pārliecinieties, vai vietējais spriegums atbilst uz barošanas avota norādītajam spriegumam.
5. Lietojiet šo produktu tikai ar tam paredzēto "Tesla" birstes galviņu un lādētāju.
6. Ja jums ir bijusi mutes vai smaganu operācija vai jūtat jebkādu diskomfortu mutē, pirms lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
7. Lai gan "Tesla Home" zobu birste ir droša visiem, ja lietojat sirds stimulatoru vai līdzīgu ierīci, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.
8. Šis produkts paredzēts tikai zobu, smaganu un mēles tīrīšanai.
9. Lai nodrošinātu pareizu lietošanu, personas (tostarp bērni), kurām nav pieredzes ar šāda veida produktiem, nedrīkst to lietot bez uzraudzības.
10. Nelietojiet uzlādes bāzi ārpus telpām vai augstā temperatūrā. Nemērcējiet bāzi vai korpusu ūdenī vai jebkurā šķidrumā. Atvienojiet barošanas avotu, kad produkts netiek lietots vai pirms tīrīšanas. Nelietojiet matu kopšanas līdzekļus (piemēram, želejas vai eļļas), roku ziepes vai skābas tīrīšanas šķidrumus – tie bojās produkta virsmu.
11. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu pareizu lietošanu un lai viņi ar zobu birsti nespēlētu.
12. Neuzglabājiēt augstā temperatūrā vai tiešos saules staros.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Produkta nosaukums	Tesla Home zobu birste	Modelis	TDP121PW, TDP121NB
Roktura jauda	1.2 W	Roktura darba spriegums	DC 3.7 V
Uzlādes jauda	1.5 W	Lādētāja darba spriegums	DC 5 V
Uzlādes laiks	Apmēram 4 stundas	Baterijas ietilpība	260 mAh
Baterijas darbības laiks ar pilnu uzlādi	100 minūtes	Svars	Apmēram 85 g (ieskaitot birsti)
Korpasa izmērs	Apmēram 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvence	Apmēram 22.000 kustību/min. (Clean režīms) Apmēram 26.000 kustību/min. (White+ režīms)		

KOMPONENTA NOSAUKUMS




TESLA HOME ZOBU BIRSTES LIETOŠANA

1. Stingri uzstādiet maināmo birstes galviņu uz roktura tērauda ass.
2. Ar samitrinātu roku turiet rokturi, pieskaroties metāla plāksnītei. Tas rada negatīvo jonu plūsmu, kas padara TESLA skaņas jaudu efektīvāku.
3. Samitriniet sariņus un, ja vēlaties, uzklājiet nelielu daudzumu zobu pastas. (Lietojot zobu pastu, parasti pietiek ar mazāk nekā pusi no ierastā daudzuma)
4. Maigi pielieciet sariņus pie zobiem, vērstus pret smaganu līniju.
5. Izvēlieties atbilstošu režīmu, nospiežot režīma izvēles pogu. Displejā redzēsiet izvēlēto režīmu. Pieejami četri režīmi:
 - a. Clean** – apm. 22 000 kustību minūtē; ikdienas lietošanai.
 - b. White+** – apm. 26 000 kustību minūtē; virsmas traipu noņemšanai.
 - c. Gum care** – maiga smaganu masāža un zobu pulēšana.
 - d. Hi-Clean** – intensīvāks režīms aplikuma noņemšanai starp zobiem.
6. Lēni pārvietojiet birstes galviņu pāri zobiem vieglām kustībām uz priekšu un atpakaļ. Tīriet priekšējās, aiz mugurējās un košļājamās virsmas, katrai veltot vismaz 10 sekundes. Pārliecinieties, ka sari sasniedz starpzobu spraugas, un masējiet smaganas. Nepielieciet pārlietu lielu spiedienu – ļaujiet, lai vibrācija paveic darbu.

Maināmās birstes galviņas indikators


Ja izvēlaties neizmantot galviņas nomaiņas indikatoru:



Indikators ir aktīvs, kad atverat iepakojumu. Ja nevēlaties izmantot indikatoru, vispirms pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, un nospiediet daudzfunkciju pogu uz 2 sekundēm, lai to izslēgtu.

Kā atiestatīt galviņas nomaiņas indikatoru

(Jāpazūd birstes galviņas ikona)



Kad indikators ir aktīvs, pēc 180 minūtēm lietošanas parādās birstes galviņas ikona. Ikona mirgos 30 sekundes arī pēc ierīces izslēgšanas.

Lai atiestatītu, izslēdziet ierīci un vienlaikus nospiediet barošanas un daudzfunkciju pogu uz 2 sekundēm. Vienkārša birstes galviņas nomaiņa indikatoru neatiestata.

ĪPAŠĪBAS

1. "Tesla" motors nodrošina līdz aptuveni 26 000 kustību minūtē ar 6 mm amplitūdu (tīrīšanas pārklājumu), lai efektīvi notīrītu zobus.
2. Birstes korpuss ir ergonomiski izstrādāts ar mīkstu roktura apdari, kas nodrošina ērtu satvērienu un drošu turēšanu.
3. Viedais taimeris ik pēc 30 sekundēm īsi apstājas (trīs reizes divu minūšu ciklā), lai atgādinātu par ieteicamo optimālo divu minūšu zobu tīrīšanas laiku.
4. Birstes korpusu var iegremdēt līdz vienam

metram dziļumā uz 30 minūtēm bez noplūdes, kas ir vairāk nekā pietiekami ikdienas tīrīšanas vajadzībām.

5. Ierīcē ir droša un izturīga litija baterija. Pilnībā uzlādēta baterija darbojas līdz 25 dienām (divas minūtes divreiz dienā) un brīdina, kad uzlādes līmenis ir zems.
6. Ierīce piedāvā 4 režīmus – Clean, White+, Gum care un Hi-Clean – dažādām vajadzībām.


Visas ierīces funkcijas ir rūpnīcā iepriekš iestatītas un pārbaudītas pirms izplatīšanas.

BIRSTES GALVIŅAS NOMAIŅAS INSTRUKCIJA



NOŅĒMŠANA

Pagrieziet galviņu par 90° kā parādīts kreisajā attēlā un pēc tam izvelciet to no roktura.



UZLIKŠANA

Izgriezumam uz kakliņa jāsakrīt ar iekšējiem birstes galviņas izgriezumiem. Novietojiet jauno galviņu un slidiniet to lejup pa stienīti, līdz dzirdat klikšķi.

IERĪCES UZLĀDE

1. Pateicoties induktīvajai uzlādei, pietiek ar zobu birstes novietošanu uz pie elektrotīkla pieslēgtās uzlādes bāzes, lai uzturētu baterijas uzlādi.
2. LED indikators rāda, ka ierīce tiek lādēta. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta (ne ilgāk kā četrās stundās), indikators nodzīsīs.
3. Režīma izvēles poga uzlādes laikā nedarbojas.
4. Ja darbības laikā novietosiet ierīci uz uzlādes bāzes, tā pārtrauks darbu un pāries uzlādes režīmā.

IERĪCES TĪRĪŠANA

1. Rokturis

Ņemiet birstes galviņu no roktura. Ar mīkstu, mitru drānu noslaukiet visu rokturi un stieņa virsmu un ļaujiet nožūt.

2. Uzlādes bāze

Noslaukiet uzlādes bāzi ar mīkstu, mitru drānu un ļaujiet nožūt.

- Nemērcēt ūdenī.

3. Birstes galviņas

- Pēc katras lietošanas pilnībā izskalojiet birstes galviņu un sariņus.
- Nesaspiediet un nevelciet sariņus, lai tie neizliektos.
- Mēs iesakām nomainīt birstes galviņu ik pēc 45 dienām. Pārmērīgi lietotas birstes var uzkrāt baktērijas, un to tīrīšanas efektivitāte laika gaitā ievērojami samazināsies.

Utilizējiet atbildīgi saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Pirms produkta izmešanas baterija ir jāizņem. Izņemtās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Katram patērētājam ir likumā noteikts pienākums utilizēt baterijas saskaņā ar valsts noteikumiem. Glabājiet izņemtās baterijas bērniem nepieejamā vietā; nemetiet tās ugunī, neisiniet kontaktus un neizjauciet tās.



Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба пред да го користите.

Ви благодариме што го избравте Tesla Brush. Посветени сме на обезбедување висококвалитетни производи кои помагаат во чистење на забите и заштита на оралното здравје. Оваа четка за заби ефикасно го намалува плакот што останува на забите од кафе, чај, дамки од цигари и многу повеќе. Исто така, обезбедува заштита на непцата и има важна улога во подобрување и превенција на гингивитис.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

1. Употребата на четката за заби Tesla Home е нов вид искуство во четкање на забите.
2. Не ја отворајте, поправате или менувајте четката без овластување.
3. Не удирајте или фрлајте го производот. Ако производот изгледа неисправно, престанете да го користите.
4. Проверете дали локалниот напон се совпаѓа со наведениот напон на напојувањето пред поврзување.
5. Користете го овој производ само со наведената глава и полнач за замена на Tesla Brush.
6. Доколку сте имале орална операција или операција на непцата, ве молиме консултирајте се со стоматолог пред употреба.
7. Иако употребата на четката Tesla Home е генерално безбедна за сите, ако користите срцев пејсмејкер или сличен уред, консултирајте се со вашиот лекар пред употреба на четката.
8. Овој производ е дизајниран за чистење само на забите, непцата и јазикот.
9. За правилна употреба, лица (вклучувајќи деца) кои немаат искуство со користење ваков вид производ не треба да го користат без надзор.
10. Не го користете базниот полнач на отворено или на висока температура. Не мокрете ја базата или телото во вода или било која течност. Отстранете ја четката од напојувањето кога не ја користите и пред да ја чистите. Ве молиме да не ја чистите со средства за нега на коса (како што се гелови или масла), сапун за раце или кисели течности за чистење, бидејќи тоа ќе ја оштети површината на производот.
11. Децата треба да бидат под надзор за правилна употреба и да не играат со четката неправилно.
12. Не го оставајте производот во средина со висока температура и не го изложувајте на директна сончева светлина.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Име на производот	Tesla Home четка за заби	Модел	TDP121PW, TDP121NB
Моќ на четка	1.2 W	Четкајте ја работната сила	DC 3.7 V
Моќ на полнење	1.5 W	Работен напон на полначот	DC 5 V
Време за полнење	Околу 4 часа	Капацитет на батеријата	260 mAh
Полна батерија	100 минути	Тежина	Приближно 85 g (вклучувајќи ја главата на четката)
Димензии на телото	Приближно 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Фреквенција	Приближно 22.000 движења/мин. (режим чистење) Приближно 26.000 движења/мин. (режимизбелување)		

ИМИЊА НА КОМПОНЕНТИ



УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА НА TESLA ЧЕТКАТА ЗА ЗАБИ

1. Поставете ја заменливата глава на четката цврсто врз металниот врв.
2. Со благо навлажнета рака, држете ја четката, дозволувајќи контакт на прстот со металната плоча која го спроведува негативниот јонски тек.
3. Навлажнете ги влакната на четката и нанесете мала количина паста за заби, по избор. (Потребна е помала од половина од вашата редовна количина паста за заби.)
4. Поставете ја четката на забите под благ агол кон линијата на непцата.
5. Одберете соодветен режим со притискање на копчето „Избор на режим“. Екранот ќе го прикаже избраниот режим:
a. Clean: околу 22.000 вибрации во минута. Овој режим е секојдневен и

ги решава основните проблеми со оралната хигиена.

b. White+: околу 26.000 движења во минута, идеално за отстранување на површинските дамки.

c. Gum care: деликатно ги масира непцата додека ги полира забите.

d. Hi-Clean: посилен режим за длабинско чистење на тешко достапни места.

6. Нежно движете ја главата на четката преку забите со благи движења напред-назад. Посветете најмалку 10 секунди на секоја површина и дозволете влакната да стигнат до меѓузачните простори. Не вршете силен притисок на влакната, дозволете осцилациите да ја завршат работата.

Индикатор за глава на четка за замена

Ако изберете да не го користите индикаторот:



Индикаторот е активен при отворање на пакувањето. Ако сакате да го исклучите, исклучете го уредот и држете го копчето за мултифункции повеќе од 2 секунди.

Како да го ресетирате индикаторот за замена

(Направете ја иконата за глава на четката да исчезне)



Активниот индикатор ја прикажува иконата на главата на четката по 180 минути употреба. Иконата трепка 30 секунди дури и по исклучување на уредот.

За ресетирање, исклучете го уредот и истовремено притиснете ги копчињата за напојување и мултифункции на 2 секунди.

ФУНКЦИИ

1. Моторот на Tesla достигнува околу 26.000 вибрации во минута, со поместување (покривање на чистење) од 6 мм, за ефикасно чистење на забите.
2. Телото на четката е ергономски дизајнирано за лесно држење. Водоотпорно е, а меката рачка овозможува удобност и сигурно држење.
3. Паметниот тајмер паузира на секои 30 секунди, три пати во двеминутна сесија, потсетувајќи го корисникот на препорачаното оптимално време за четкање од две минути.
4. Телото на четката е отпорно на потопување до еден метар за 30 минути без протекување, што е повеќе од доволно за дневните потреби за чистење.
5. Единицата содржи безбедна и издржлива литиумска батерија. Потполно наполнетата батерија може да работи 25 дена (двапати дневно по две минути) и го предупредува корисникот кога капацитетот е низок.
6. Достапни се 4 режими: чистење, избелување, масажа и интензивно чистење, за задоволување на различни потреби.


Функциите на единицата се фабрички поставени и тестирани пред дистрибуција.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕНА НА ГЛАВАТА НА ЧЕТКАТА



ОДВОЈУВАЊЕ:

Повлечете ја главата на четката за 90 степени како што е прикажано на сликата од левата страна, потоа одвојте ја главата од дршката.



СТАВЕТЕ НОВА ГЛАВА

Засеците на вратот треба да се усогласат со засеците од внатрешната страна на главата на четката. Поставете ја главата на четката така што ќе се лизга надолу по металниот врв додека не се прицврсти на своето место.

ПОЛНЕЊЕ НА УРЕДОТ

1. Поставете го уредот на базата за полнење поврзана со електрична струја.
2. LED светлото сигнализира дека уредот се полни. Се исклучува кога батеријата е полна (околу 4 часа).
3. Копчето „Избор на режим“ е онеспособено за време на полнењето.
4. Уредот автоматски се исклучува и преминува во режим на полнење ако е поставен активен на базата.

ЧИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

1. Тело со четка

Отстранете ја главата на четката од дршката. Искристите ја дршката со влажна крпа и оставете ја природно да се исуши.

2. База за полнење

Избришете ја базата со влажна крпа и оставете ја да се исуши на воздух.

- Не ја потопувајте во вода

3. Глава на четката

- Темелно измијте ја главата на четката по секоја употреба.
- Не ги виткајте или влечете влакната.
- Препорачуваме замена на главата на четката на секои 45 дена заради хигиена и ефективност.

Да се отстранува одговорно согласно со локалните прописи

Батеријата мора да се извади од уредот пред фрлање. Извадените батерии не смеат да се фрлаат во домашен отпад. Секој потрошувач е законски обврзан да ги отстранува батериите согласно со националните прописи. Извадените батерии да се чуваат подалеку од дофат на деца, да не се фрлаат во оган, да не се предизвикува краток спој и да не се расклопуваат.



Citiți cu atenție înainte de utilizare.

Vă mulțumim că ați ales Tesla Brush.

Suntem dedicați furnizării de produse de înaltă calitate care ajută la curățarea dinților și menținerea sănătății orale. Această periută de dinți elimină eficient placa acumulată pe dinți din cauza cafelei, ceaiului, petelor de țigări și altele. De asemenea, oferă protecție gingiilor și ajută la prevenirea gingivitei.


MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Utilizarea periutei de dinți Tesla Home este o experiență nouă de periaj dentar.
- Nu deschideți, reparați sau modificați produsul fără autorizare.
- Nu loviți sau aruncați produsul. Dacă produsul pare defect, opriți utilizarea acestuia.
- Verificați dacă tensiunea locală corespunde tensiunii indicate pe adaptorul de alimentare înainte de conectare.
- Utilizați acest produs numai cu capul și încărcătorul de înlocuire Tesla Brush specificate.
- Dacă ați suferit o intervenție chirurgicală orală sau la nivelul gingiilor, vă rugăm să vă consultați cu medicul dentist înainte de utilizare.
- Deși utilizarea periutei Tesla Home este, în general, sigură pentru toată lumea, dacă aveți un stimulator cardiac sau un dispozitiv similar, consultați medicul înainte de utilizare.
- Acest produs este conceput doar pentru curățarea dinților, gingiilor și limbii.
- Pentru o utilizare corectă, persoanele (inclusiv copiii) fără experiență în utilizarea acestui tip de produs nu ar trebui să-l folosească fără supraveghere.
- Nu folosiți baza de încărcare în aer liber sau la temperaturi ridicate. Nu umeziți baza sau corpul în apă sau alte lichide. Scoateți periuta de la alimentare atunci când nu este utilizată și înainte de curățare. Vă rugăm să nu curățați cu produse de îngrijire a părului (cum ar fi geluri sau uleiuri), săpunuri lichide sau soluții acide, deoarece acestea vor deteriora suprafața produsului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a asigura utilizarea corectă și pentru a preveni utilizarea greșită a periutei de dinți.
- Nu lăsați produsul într-un mediu cu temperaturi ridicate și nu-l expuneți direct la lumina soarelui.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Numele produsului	Tesla Home periută de dinți	Model	TDP121PW, TDP121NB
Puterea periei	1.2 W	Forța de muncă perie	DC 3.7 V
Putere de încărcare	1.5 W	Tensiune de lucru a încărcătorului	DC 5 V
Timp de încărcare	Aproximativ 4 ore	Capacitate baterie	260 mAh
Baterie complet încărcată	100 de minute	Greutate	Aproximativ 85g (inclusiv capul periutei)
Dimensiunea corpului	Aproximativ 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frecvență	Aproximativ 22.000 mișcări/min. (Mod curățare) Aproximativ 26.000 mișcări/min. (Mod albire)		

NUMELE COMPONENTELOR




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TESLA PERIUȚĂ DE DINȚI

1. Atașați capul de schimb al periuței ferm pe vârful metalic al periuței.
2. Țineți periuța cu mâna ușor umezită, astfel încât degetul dvs. să intre în contact cu placa metalică. Aceasta conduce fluxul Tesla Brush negativ, care face ca energia Tesla Home să funcționeze mai eficient.
3. Umeziți fibrele periuței și aplicați o cantitate mică de pastă de dinți, după preferință. (Veți avea nevoie de mai puțin de jumătate din cantitatea obișnuită de pastă.)
4. Așezați periuța pe dinți la un unghi ușor față de linia gingiilor.
5. Selectați modul dorit apăsând butonul „Selector mod”. Ecranul va afișa modul selectat. Alegeți unul dintre cele patru moduri, astfel:
 - a. Clean:** Aproximativ 22.000 vibrații/min. Ideal pentru igiena orală zilnică.
 - b. White+:** Aproximativ 26.000 mișcări/min., pentru îndepărtarea petelor de suprafață.
 - c. Gum care:** Stimulează delicat gingiile și lustruiește dinții.
 - d. Hi-Clean:** Curățare profundă pentru plăci greu accesibile.
6. Mișcați delicat capul periuței de-a lungul dinților cu mișcări ușoare înainte și înapoi. Alocați cel puțin 10 secunde fiecărei suprafețe și permiteți fibrelor să ajungă între dinți pentru masaj. Nu aplicați prea multă presiune, permiteți vibrațiilor să facă cea mai mare parte a muncii.

Indicator de înlocuire a capului periei


Dacă alegeți să nu utilizați indicatorul:



Indicatorul este activ la deschiderea pachetului. Dacă doriți să-l dezactivați, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și țineți apăsat butonul multifuncțional mai mult de 2 secunde.

Cum se stabilesc valorile inițiale ale indicatorului de înlocuire:

(faceți pictograma capului periei să dispară)



Când indicatorul este activ, pictograma capului periei va apărea după 180 de minute de utilizare. Pictograma va clipi timp de 30 de secunde chiar și după ce dispozitivul este oprit.

Pentru a restabili valorile inițiale, opriți dispozitivul și apăsați împreună butonul de pornire și butonul multifuncțional timp de 2 secunde. Indicatorul nu va fi resetat prin simpla înlocuire a capului periei.

FUNCȚII

1. Motorul Tesla atinge aproximativ 26.000 de vibrații pe minut, cu o amplitudine (acoperire de curățare) de 6 mm, pentru o curățare eficientă a dinților.
2. Corpul periuței este ergonomic, ușor de manevrat. Este rezistent la apă, iar mânerul său moale oferă confort și aderență sigură.
3. Cronometrul inteligent oprește vibrațiile la fiecare 30 de secunde, de trei ori pe durata fiecărei sesiuni de două minute, pentru a reaminti utilizatorului timpul optim de periaj recomandat.
4. Corpul periuței rezistă la imersie la un metru adâncime timp de 30 de minute fără scurgeri, suficient pentru cerințele zilnice de curățare.
5. Unitatea conține o baterie litiu sigură și durabilă. Bateria complet încărcată poate funcționa timp de 25 de zile (două utilizări de două minute pe zi) și avertizează utilizatorul când capacitatea este scăzută.
6. Sunt disponibile 4 moduri: curățare, albire, masaj și curățare intensivă, pentru a satisface diversele nevoi.


Funcțiile unității sunt preconfigurate din fabrică și testate înainte de distribuție.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNLOCUIREA CAPULUI PERIEI



ÎNDEPĂRTARE

Trageți capul periuței la un unghi de 90 de grade, conform imaginii din partea stângă, apoi scoateți capul periuței de pe mâner.



PUNE UN NOU CAP

Crestăturile de pe gât ar trebui să se alinieze cu creșturile din interiorul capului periei.

Poziționați capul periei astfel încât să alunece în jos pe vârful metalic până când se fixează în poziție.

ÎNCĂRCAREA UNITĂȚII

1. Datorită încărcării inductive, simpla așezare a periuței de dinți pe baza de încărcare conectată la AC va menține bateria încărcată.
2. Lumina LED indică faptul că unitatea se încarcă. Acest indicator luminos se va stinge când unitatea este complet încărcată, ceea ce nu ar trebui să dureze mai mult de patru ore.
3. Butonul „Selector de mod” este dezactivat în timpul încărcării.
4. Dacă plasați dispozitivul activ pe baza de încărcare, acesta va înceta să funcționeze și va intra în modul de încărcare

CURĂȚAREA UNITĂȚII

1. Corpul periei

Scoateți capul periei de pe mâner. Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a șterge toată suprafața și mânerul și lăsați-l să se usuce singur.

2. Baza de încărcare

Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a șterge baza de umplere și lăsați-o să se usuce singură.

- Nu scufundați în apă

3. Capete de perie

- Clățiți bine capul periei și perii după fiecare utilizare.
- Nu strângeți și nu trageți fibrele pentru a evita îndoirea lor din formă.
- Vă recomandăm să vă schimbați capul periuței de dinți la fiecare 45 de zile. Periile suprautilizate pot acumula bacterii, iar eficacitatea lor de curățare se va modera în timp.

Se elimină responsabil, în conformitate cu reglementările locale

Bateria trebuie scoasă din produs înainte de eliminare. Bateriile scoase nu trebuie aruncate în gunoier menajer. Fiecare consumator este obligat prin lege să elimine bateriile conform reglementărilor naționale. Bateriile scoase trebuie păstrate departe de copii, să nu fie aruncate în foc, să nu fie scurtcircuitate sau demontate.



Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

Hvala, ker ste izbrali Tesla Brush.

Zavezani smo k zagotavljanju visoko kakovostnih izdelkov, ki pomagajo pri čiščenju zob in ohranjanju oralnega zdravja. Ta zobna ščetka učinkovito odstranjuje zobne obloge, ki nastanejo zaradi kave, čaja, madežev od cigaret in drugih snovi. Prav tako ščiti dlesni in pomaga preprečevati gingivitis.


POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

1. Uporaba zobne ščetke Tesla Home je nova izkušnja ščetkanja zob.
2. Ne odpirajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka brez dovoljenja.
3. Ne udarjajte in ne mečite izdelka. Če je izdelek videti pokvarjen, ga prenehajte uporabljati.
4. Pred priključitvijo preverite, ali se lokalna napetost ujema z navedeno napajalno napetostjo.
5. Ta izdelek uporabljajte samo z navedeno nadomestno glavo in polnilnikom Tesla Brush.
6. Če ste imeli oralno operacijo ali operacijo dlesni, se pred uporabo posvetujte s svojim zobozdravnikom.
7. Čeprav je uporaba Tesla Home Home na splošno varna za vse, se pred uporabo te zobne ščetke posvetujte s svojim zdravnikom, če nosite srčni spodbujevalnik ali podobno napravo.
8. Ta izdelek je namenjen samo čiščenju zob, dlesni in jezika.
9. Da bi zagotovili pravilno uporabo, osebe (vključno z otroki), ki nimajo izkušenj z uporabo te vrste izdelka, ne smejo uporabljati brez nadzora.
10. Polnilne podlage ne uporabljajte na prostem ali pri visoki temperaturi. Ne namakajte podlage ali ohišja v vodo ali katero koli tekočino. Izključite krtačo, ko je ne uporabljate in pred čiščenjem. Ne čistite z izdelki za nego las (kot so geli ali olja), z milom za roke ali kislno čistilno tekočino, saj bo to poškodovalo površino izdelka.
11. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi pravilna uporaba in da se z zobno ščetko ne igrajo napačno.
12. Izdelka ne puščajte v okolju z visoko temperaturo in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

INFORMACIJE O IZDELKU

Ime izdelka	Zobna ščetka Tesla Home	Model	TDP121PW, TDP121NB
Moč ščetke	1.2 W	Krtačna delovna sila	DC 3.7 V
Moč polnjenja	1.5 W	Delovna napetost polnilnika	DC 5 V
Čas polnjenja	Približno 4 ure	Kapaciteta baterije	260 mAh
Uporaba baterije pri polni zmogljivosti	100 minut	Teža	Pribl. 85g (vključno s čopičem)
Velikost telesa	Približno 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Pogostost	Približno 22.000 gibov/min. (Način čiščenja) Približno 26.000 gibov/min. (način beljenja)		

IMENA KOMPONENT



NAVODILA ZA UPORABO ZOBNE ŠČETKE TESLA

1. Zamenljivo glavo ščetke trdno namestite na konico kovinske ščetke.
2. Z rahlo mokro roko primite krtačo tako, da je vaš prst v stiku s kovinsko ploščico. To je tisto, kar vodi negativni ionski tok, zaradi česar ionska energija Tesla Home deluje učinkoviteje.
3. Navlažite ščetine ščetke in po želji nanesite majhno količino zobne paste. (Potrebovali boste manj kot polovico običajne količine zobne paste.)
4. Ščetko položite na zobe pod rahlim kotom proti liniji dlesni.
5. Izberite ustrezen način s pritiskom na gumb "Izbirnik načina". Na zaslonu bo prikazano, kateri način je izbran. Izberite enega od štirih načinov, kot sledi:
a. Clean: okoli 22.000 tresljajev na minuto. To je dnevni režim, ki obravnava vse zadeve ustne higijene.

b. White+: približno 26.000 gibov na minuto, ko želite posebno pozornost nameniti odpravljanju površinskih madežev.


c. Gum care: poleg poliranja zob, ta režim zagotavlja nežno, masažno stimulacijo dlesni.

d. Hi-Clean: Ta način je nekoliko močnejši, da prodre v zobne obloge globoko v vrzel med zobmi.

6. Glavo ščetke počasi premikajte po zobeh z nežnimi gibi naprej in nazaj, da dosežete najboljše čiščenje. Izmenjujte potege s čopičem med sprednjo, zadnjo in grizno površino zob, pri čemer porabite vsaj 10 sekund za vsako površino. Pazite, da vlakna za masažo sežejo med zobe. Ne pritiskajte preveč na vlakna na zobeh, pustite, da moč nihanja opravi večino dela.

Indikator nadomestne glave ščetke


Če se odločite, da ne boste uporabili indikatorja zamenjave:



Indikator zamenjave je aktiven, ko odprete paket. Če se odločite, da ne boste uporabljali indikatorja, se najprej prepričajte, da je naprava izklopljena, in pritisnite večfunkcijski gumb za več kot 2 sekundi, da izklopite indikator.

Kako določiti začetne vrednosti indikatorja zamenjave

(naj izgine ikona glave ščetke)



Ko je indikator aktiven, se ikona glave ščetke prikaže po 180 minutah uporabe. Ikona bo utripala 30 sekund tudi po izklopu naprave.

Če želite obnoviti začetne vrednosti, izklopite napravo in hkrati pritisnite gumb za vklop in večnamenski gumb za 2 sekundi. Indikator se ne bo ponastavil s preprosto zamenjavo glave ščetke.

FUNKCIJE

1. Motor Tesla doseže približno 26.000 tresljajev na minuto, z ojačanjem (pokritostjo čiščenja) 6 mm, za učinkovito čiščenje zob.
2. Telo ščetke je ergonomsko oblikovano za enostaven oprijem. Je vodoodporen, njegov mehak ročaj pa daje udoben občutek in zanesljiv oprijem.
3. Pametni časovnik se ustavi vsakih 30 sekund, trikrat v vsaki dvominutni seji, da opomni uporabnika na priporočeni dvominutni optimalen čas ščetkanja.
4. Telo ščetke je 30 minut potopljeno na en

meter brez puščanja, kar je več kot dovolj za vsakodnevne potrebe po čiščenju.

5. Enota vsebuje varno in vzdržljivo litijevo baterijo. Povsem napolnjena baterija lahko deluje 25 dni (dve minuti uporabe dvakrat na dan) in uporabnika opozori, ko je kapaciteta prazna.
6. Na voljo so 4 načini, čiščenje, način beljenja + masaža in visoko čiščenje, ki ustrezajo različnim potrebam.


Funkcije enote so bile tovarniško nastavljene in preverjene pred distribucijo.

NAVODILA ZA ZAMENJAVO GLAVE ŠČETKE



LOČENO

Povlecite glavo za 90 stopinj, kot je prikazano na sliki na levi, nato ločite glavo ščetke od ročaja.



NAMESTITE NOVO GLAVO

Zareze na vratu se morajo poravnati z zarezi na notranji strani glave ščetke. Postavite glavo ščetke tako, da drsi navzdol po kovinski konici, dokler se ne zaskoči.

POLNJENJE NAPRAVE

1. Zahvaljujoč induktivnemu polnjenju bo baterija ostala napolnjena, če zobno ščetko preprosto postavite na polnilno bazo, priključeno na AC.
2. LED lučka označuje, da se enota polni. Ta indikatorska lučka bo ugasnila, ko bo enota popolnoma napolnjena, kar ne sme trajati več kot štiri ure.
3. Gumb "Izbirnik načina" je med polnjenjem onemogočen.
4. Če napravo postavite v delovni način na polnilno bazo, bo prenehala delovati in vstopila v način polnjenja.

ČIŠČENJE ENOTE

1. Telo ščetke

Odstranite glavo ščetke z ročaja. Z mehko, vlažno krpo obrišite celotno površino in ročaj ter pustite, da se samo posuši.

2. Podstavek za polnjenje

Z mehko, vlažno krpo obrišite dno polnila in pustite, da se samo posuši.

- Ne potaplajte v vodo

3. Glave ščetk

- Po vsaki uporabi temeljito sperite glavo ščetke in ščetine.
- Ne stiskajte ali vlecite vlaken, da ne bi izgubila oblike.
- Priporočamo menjavo glave zobne ščetke vsakih 45 dni. Prekomerno uporabljene krtače lahko kopičijo bakterije, njihova učinkovitost čiščenja pa se sčasoma zmanjša.

Odlagati odgovorno v skladu s lokalnimi propisi

Baterijo treba izvaditi iz uređaja prije odlaganja. Izvadene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je zakonski obavezan odlagati baterije u skladu s nacionalnim propisima. Izvadene baterije treba držati izvan dohvata djece, ne bacati u vatru, ne kratko spajati niti rastavljati.



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Hvala Vam što ste izabrali Tesla.

Posvećeni smo obezbeđivanju visoko isplativih proizvoda, koji pomažu u čišćenju zuba i zaštiti oralnog zdravlja. Ova četkica za zube efikasno smanjuje plak koji se zadržava na zubima od kafe, čaja, fleka koje su nastale konzumiranjem cigareta i još mnogo toga. Takođe pruža zaštitu desnama i ima važnu ulogu u poboljšavanju i sprečavanju givngitisa.


VAŽNE MERE ZAŠTITE

1. Korišćenje Tesla Home četkice za zube je nova vrsta iskustva pranja zuba.
2. Nemojte otvarati, popravljati ili menjati proizvod bez ovlašćenja.
3. Nemojte udarati ili bacati proizvod. Ako proizvod izgleda neispravno, prestanite da ga koristite.
4. Proverite da li se lokalni napon podudara sa naznačenim naponom na napajanju pre povezivanja.
5. Ovaj proizvod koristite samo sa naznačenom zamenskom glavom i punjačem za Tesla Brush četkicu za zube.
6. Ukoliko ste imali oralnu operaciju ili operaciju desnih, molimo vas da se pre upotrebe konsultujete sa stomatologom.
7. Iako je upotreba Tesla Home home generalno bezbedna za sve, ako nosite srčani pejsmejker ili sličan uređaj, posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ove četkice za zube.
8. Ovaj proizvod je dizajniran da čisti samo zube, desne i jezik.
9. Da bi se obezbedila pravilna upotreba, osobe (uključujući decu) neiskusne sa upotrebom ove vrste proizvoda ne bi trebalo da ga koriste bez nadzora.
10. Nemojte koristiti bazu za punjenje na otvorenom ili pod visokom temperaturom. Nemojte kvasiti bazu ili telo u vodu ili bilo koju tečnost. Uklonite četkicu sa napajanja kada nije u upotrebi i pre nego što je očistite. Molimo vas da ne čistite sredstvima za negu kose (kao što su gelovi ili ulja), sapunom za ruke ili kiselim tečnošću za čišćenje, jer će to oštetiti površinu proizvoda.
11. Decu treba nadgledati kako bi se obezbedila pravilna upotreba, kao i da se ne igraju sa četkicom za zube.
12. Ne ostavljajte proizvod u okruženju visoke temperature i nemojte ga izlagati direktnom sunčevom svetlošću.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Ime proizvoda	Tesla Home četkica za zube	Model	TDP121PW, TDP121NB
Snaga četkice	1.2 W	Radna snaga četkice	DC 3.7 V
Snaga punjenja	1.5 W	Radni napon punjača	DC 5 V
Vreme punjenja	Oko 4 sata	Kapacitet baterije	260 mAh
Korišćenje baterije na punom kapacitetu	100 minuta	Težina	Približno 85 g (uključujući četkicu)
Veličina tela	Otprilike 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvencija	Približno 22.000 pokreta/min. (Režim čišćenja) Približno 26.000 pokreta/min. (Režim izbeljivanja)		

NAZIVI KOMPONENTI




UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Postavite zamenljivu glavu četkice čvrsto preko metalnog vrha četkice.
2. Rukom blago pokvašenom, držite četkicu, neka vaš prst bude u kontaktu sa metalnom pločom. To je ono što sprovodi negativan jonski tok koji čini da jonska energija Tesla Home radi efikasnije.
3. Pokvasite vlakna četkice i nanosite malu količinu paste za zube, po želji. (Biće Vam potrebno manje od polovine vaše redovne količine paste za zube.)
4. Postavite četkicu na zube pod blagim uglom prema liniji desni.
5. Izaberite odgovarajući režim pritiskom na dugme "Birač režima". Ekran će prikazati koji režim je izabran. Odaberite jedan od četiri režima, na sledeći način:
 - a. Clean:** oko 22.000 vibracija u minuti. Ovo je svakodnevni režim koji se bavi svim pitanjima oralne higijene.
 - b. White+:** oko 26.000 poteza u minuti, kada želite da posvetite posebnu pažnju eliminisanju površinskih fleka.
 - c. Gum care:** Pored poliranja zuba, ovaj režim pruža nežnu, masirajuću stimulaciju desni.
 - d. Hi-Clean:** Ovaj režim je malo energičniji, da se zavuče u plak duboko u pauzi između zuba.
6. Nežno pomerajte glavu četkice polako preko zuba u blagim pokretima napred-nazad kako biste postigli najbolje čišćenje. Naizmenični potezi četkicom između prednje, zadnje i grizne površine zuba, posvećujući najmanje 10 sekundi svakoj površini. Obavezno dozvolite vlaknima da dosegnu između zuba za masažu. Ne vršite preveliki pritisak na vlakna na zubima, dozvolite jačini oscilacija da odradi veći deo posla.

Indikator zamenske glave za četkicu


Ako odaberete da ne koristite indikator zamene:



Indikator zamene je aktivan kada otvorite paket. Ako odaberete da ne koristite indikator, prvo se uverite da je uređaj isključen i pritisnite dugme za multifunkciju više od 2 sekunde da biste isključili indikator.

Kako uspostaviti početne vrednosti indikatora zamene

(učini da ikona glave četkice nestane)



Kada indikator bude aktivan, ikona glave četkice će se pojaviti nakon 180 min korišćenja. Ikona će trepnuti 30 sekundi čak i nakon isključivanja uređaja.

Da biste uspostavili početne vrednosti, isključite uređaj i pritisnite dugme za napajanje i dugme za multifunkciju zajedno 2 sekunde. Indikator neće biti resetovan jednostavnim zamenom glave četkice.

FUNKCIJE

1. Tesla motor dostigne oko 26.000 vibracija u minuti, uz pojačanje (pokrivenost čišćenjem) od 6 mm, radi efikasnog čišćenja zuba.
2. Telo četkice je ergonomski dizajnirano da se lako drži. Vodootporna je, a njegova mekana drška daje mu udoban osećaj i pouzdano prijanjanje.
3. Pametni tajmer pauzira svakih 30 sekundi, tri puta u svakoj dvominutnoj sesiji, kako bi podsetio korisnika na preporučeno dvominutno optimalno vreme pranja zuba.
4. Telo četkice je imerzivno na jedan metar 30 minuta bez curenja, što je više nego dovoljno da zadovolji dnevne zahteve čišćenja.
5. Jedinica sadrži bezbednu i izdržljivu litijumsku bateriju. Potpuno napunjena baterija može da radi 25 dana (dva minuta korišćenja dva puta dnevno) i upozorava korisnika kada je kapacitet nizak.
6. U ponudi su 4 režima, čišćenje, izbeljivanje + režim masaže i visoko čišćenje, kako bi se zadovoljile različite potrebe.


Funkcije jedinice su bile fabrički unapred određene i proverene pre distribucije.

UPUTSTVO ZA ZAMENU GLAVE ČETKICE



ODVOJITE

Povucite glavu za 90 stepeni kao što je prikazano na slici sa leve strane, a zatim glavu četkice odvojite od drške.



STAVITE NOVU GLAVU

Zarezi na vratu treba da se poklope sa zarezima na unutrašnjem delu glave četkice. Pozicionirajte glavu četkice tako da klizi niz metalni vrh dok ne nalegne na položaj.

PUNJENJE JEDINICE

1. Zahvaljujući induktivnom punjenju, jednostavno postavljanje četkice za zube na bazu za punjenje povezanu sa AC-om će održati punjenje baterije.
2. LED svetlo ukazuje na to da se jedinica puni. Ovo svetlo indikatora će se ugasiti kada jedinica bude u potpunosti napunjena, što ne bi trebalo da zahteva više od četiri sata.
3. Dugme "Birač režima" je onemogućeno tokom punjenja.
4. Ako postavite aktivni uređaj na bazu za punjenje, on će prestati da radi i ući će u režim punjenja.

ČIŠĆENJE JEDINICE

1. Telo četkice

Sklonite glavu četkice sa drške. Koristite meku, vlažnu krpu da obrišete celu površinu i dršku, i dozvolite da se sama osuši.

2. Baza za punjenje

Koristite meku, vlažnu krpu za brisanje baze za punjenje i neka se sama osuši.

- Ne nпотapajte u vodu

3. Glave četkice

- Potpuno isperite glavu četkice i vlakna posle svake upotrebe.
- Nemojte stiskati ili izvlačiti vlakna, kako biste izbegli savijanje van forme.
- Preporučujemo da menjate glavu četkice za zube svakih 45 dana. Preterano korištene četkice mogu da akumuliraju bakterije, a njihova delotvornost čišćenja će vremenom u umerenoj meri oslabiti.

Odgovorno odlagati u skladu sa lokalnim propisima

Baterija se pre bacanja u otpad, mora Izvaditi iz proizvoda. Izvadene baterije ne smeju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je po zakonu obavezan da odloži baterije u skladu sa nacionalnim propisima. Izvadene baterije čuvati van domašaja dece, ne bacati u vatru, kratko spajati ili rastavljati.



TESLA

tesla.info

