

TESLA



IONIC POWERED MANUAL TOOTHBRUSH

Tesla Kids Brush

TMT8

TMT8P

TMT8Y

TMT9

TMT9P

TMT9Y

User Manual

ENG

ALB

BIH/CG

BG

EST

GR

HR

HU

LT

LV

MK

RO

SLO

SRB

IMPORTANT SAFEGUARDS


- Parents: Teach younger children the proper use of this toothbrush.
- This product is designed for home use to clean teeth, gums, and tongue. Do not use it for any other purpose.
- Do not open, repair, or modify the product without authorization.
- Do not soak the product in water for extended periods.
- Do not leave the product in high-temperature environments or expose it to direct sunlight.
- Children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, as well as those lacking sufficient experience and/or knowledge, may use the product only under supervision or after receiving instruction on safe use and understanding of potential risks.
- Do not allow children to play with the device.
- Discontinue use of the brush head if the bristles are broken or bent. Replace the brush head as soon as signs of wear appear.
- Do not wash any parts of the device in a dishwasher.
- If battery leakage occurs, avoid contact with the liquid on skin, eyes, or mucous membranes. In case of contact, rinse the affected area with plenty of water immediately and seek medical advice.
- Consult your dentist before using the device if you have had oral or gum surgery in the past two months.
- If you have a pacemaker or any other implant, consult your doctor or the implant manufacturer before using the device.

Dispose responsibly in accordance with local regulations

The battery must be removed from the product before disposal. Removed batteries must not be disposed of with household waste. Each consumer is legally obligated to dispose of batteries in accordance with national regulations. Keep removed batteries out of reach of children; do not throw into fire, short-circuit, or disassemble.



TOOTHBRUSH PARTS



- 1 Replacement head
- 2 Metal rod for transfer of ions
- 3 Green light battery indicator
- 4 Battery status check button
- 5 3-volt battery in a waterproof compartment covered with metal tape
- 6 Black TPE stripe

Clinically proven

Tesla Kids Brush removes dental plaque up to 48% more efficiently than other manual toothbrushes.

48%

Replacement heads

Change your replacement head every 2 or 3 months for the best result.



3 Volt battery

Lithium battery is integrated in the body of the toothbrush, and it lasts more than one year.



Japanese Technology

Synonym for quality and innovation. Tesla Kids Brush, officially certified by Tokyo Institute of Technology.



Ionization Technology

Negatively charged ions successfully loosen the bond between teeth and dental plaque.




No toothpaste required

First toothbrush that can be used efficiently without toothpaste.



HOW IT WORKS?

Ionization



How does Tesla Kids Brush remove dental plaque?


Dental plaque is attached to teeth with positive ions from saliva. Negative ions from the Tesla Kids Brush effectively loosen these bonds between teeth and plaque and allow easy removal of plaque by brushing.

How to use it?

Tesla Kids Brush is very simple to use.

While you hold your toothbrush, keep contact with the black TPE stripe with your moist finger or palm.

And brush your teeth properly.



How to brush your teeth properly?

Always repeat the same action.

Brush outside first, then all of the inside. Do the lower parts first, and then the upper.

On the outside, place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle toward the gum line and brush in gentle short circular movements. Take 5-10 moves for every tooth.

For the inside parts, use the same technique, moving from one side molar to the other.

As for chewing sides, start at the one side molar and work your way forward slowly in short back-and-forth movements to the other side molar.


Whole process should take between 3 and 6 minutes.

Clinically proven, Tesla Kids Brush removes dental plaque up to 48% more efficiently than other manual toothbrushes.

There is no need to apply any pressure. Brush gently.

Tesla Kids Brush is clinically proven to be effective against dental plaque even without toothpaste. Please advise your dentist regarding usage of toothpaste.


How to check the battery condition?



When you want to check if the battery is sufficiently charged, just press the battery status check button.


Green light indicates that your toothbrush is ready for use. Lithium coin cell battery (3V) is integrated in the body of the toothbrush and it lasts more than one year. When battery is depleted dispose responsibly according to local regulation.

How to remove the replacement head?



Hold the handle firmly. Rotate the replacement head 90 degrees and pull it.

How to attach the replacement head?



Slide the replacement head onto the metal rod until it snaps into position.

You can find different types of Tesla Brush replacement heads. Check out www.tesla.info for further details.

MASAT E RËNDËSISHME TË SIGURISË


- Prindër: Mësoni fëmijët e vegjël për përdorimin e duhur të kësaj furçe dhëmbësh.
- Ky produkt është dizajnuar për përdorim në shtëpi për pastrimin e dhëmbëve, mishrave të dhëmbëve dhe gjuhës. Mos e përdorni për ndonjë qëllim tjetër.
- Mos e hapni, riparoni ose ndryshoni produktin pa autorizim.
- Mos e zhytni produktin në ujë për periudha të gjata kohore.
- Mos e lini produktin në ambiente me temperatura të larta dhe mos e ekspozoni në dritë të drejtpërdrejtë të diellit.
- Fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, sensoriale ose mendore, si dhe personat pa përvojë dhe/ose njohuri të mjaftueshme, mund ta përdorin produktin vetëm nën mbikëqyrje ose pas trajnim për përdorim të sigurt dhe kuptim të rreziqeve të mundshme.
- Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Ndalo përdorimin e kokës së furçës nëse fijet janë thyer ose përkulur. Zëvendësoni kokën e furçës sapo të shfaqen shenjat e konsumit.
- Mos lajeni pjesët e pajisjes në makinë larëse enësh.
- Në rast rrjedhjeje të baterisë, shmangni kontaktin e lëngut me lëkurën, sytë dhe mukozën. Në rast kontakti, shpëlajeni menjëherë vendin e prekur me sasi të bollshme uji dhe kërkoni këshillë mjekësore.
- Konsultohuni me dentistin tuaj para përdorimit të pajisjes nëse keni pasur ndonjë ndërhyrje kirurgjikale në gojë ose në mishrat e dhëmbëve gjatë dy muajve të fundit.
- Nëse keni pejsmejker ose ndonjë implant tjetër, kontaktoni mjekun tuaj ose prodhuesin e implantit para se të përdorni pajisjen.

Hidhni në mënyrë të përgjegjshme sipas rregullave lokale.

Para hedhjes në mbeturina, bateria duhet të hiqet nga produkti. Bateritë e nxjerra nuk duhet të hidhen në mbeturina shtëpiake. Çdo konsumator është i detyruar me ligj të hedhë bateritë në përputhje me rregullat kombëtare. Ruani bateritë e nxjerra larg fëmijëve, mos i hidhni në zjarr, mos i shkurtoconi ose shkulni.



PËRBËRËSIT E FURÇËS SË DHËMBËVE



- 1 Koka e zëvendësimit
- 2 Boshti metalik për transferimin e joneve
- 3 Drita e gjelbër - tregues i baterisë
- 4 Butoni për kontrollimin e statusit të baterisë
- 5 Bateri 3 volt në një pjesë të papërshkueshme nga uji, e mbuluar me shirit metalik
- 6 Vija e zezë TPE

E provuar klinikisht

Furça Tesla Kids largon pllakën dentare deri në 48% më efektivisht se furçat e tjera manuale të dhëmbëve.

48%

Kokat e zëvendësimit

Ndërroni kokën e zëvendësimit çdo 2 ose 3 muaj për rezultatet më të mira.



Bateri 3 Volt

Bateria litium është e integruar në trupin e furçës së dhëmbëve dhe zgjat më shumë se një vit.



Teknologjia Japoneze

Sinonim i cilësisë dhe inovacionit. Furça Tesla Kids është certifikuar zyrtarisht nga Instituti i Teknologjisë në Tokio.



Teknologjia e Jonizimit

Jonet me ngarkesë negative shkrihen me sukses lidhjen midis dhëmbëve dhe pllakës dentare.




Nuk kërkohet pastë dhëmbësh

Furça e parë që mund të përdoret në mënyrë efikase pa pastë dhëmbësh.



SI FUNKSIONON?

Jonizimi



Si e largon Furça Tesla Kids pllakën dentare?


Pllaka dentare lidhet me dhëmbët përmes joneve pozitive nga pështyma. Jonet negative nga Furça Tesla Kids shkrijnë në mënyrë efektive këto lidhje midis dhëmbëve dhe pllakës, duke lejuar largimin e lehtë të pllakës përmes larjes me furçë.

Si ta përdorni?

Furça Tesla Kids është shumë e lehtë për t'u përdorur.

Ndërsa mbani furçën tuaj të dhëmbëve, mbani kontakt me vijën e zezë TPE me gishtin ose pëllëmbën e lagur.

Dhe lani dhëmbët tuaj si duhet.



Si të lani dhëmbët si duhet?

Gjithmonë përsëritni të njëjtën veprim. Filloni duke fshirë pjesën e jashtme, pastaj të gjitha pjesët e brendshme. Filloni nga pjesët e poshtme dhe më pas vazhdoni me pjesët e sipërme.

Në pjesën e jashtme, vendosni fijet e furçës në kënd të lehtë drejt vijës së mishit të dhëmbëve dhe lani me lëvizje të buta rrethore dhe të shkurtra. Bëni 5-10 lëvizje për çdo dhëmb.

Për pjesët e brendshme, përdorni të njëjtën teknikë, duke lëvizur nga një molar në tjetrin.

Për sipërfaqet e përtypjes, filloni nga molari në një anë dhe vazhdoni ngadalë me lëvizje të shkurtra përpara dhe mbrapa drejt molarit në anën tjetër.


I gjithë procesi duhet të zgjasë ndërmjet 3 dhe 6 minutash.

E provuar klinikisht, Furça Tesla Kids largon pllakën dentare deri në 48% më efektivisht se furçat e tjera manuale të dhëmbëve.

Nuk ka nevojë të ushtroni presion. Lani butësisht.

Furça Tesla Kids është e provuar klinikisht që është efektive kundër pllakës dentare edhe pa pastë dhëmbësh. Ju lutemi këshillohuni me dentistin tuaj në lidhje me përdorimin e pastës së dhëmbëve.


Si të kontrolloni gjendjen e baterisë?



Kur dëshironi të kontrolloni nëse bateria është e mjaftueshëm e karikuar, thjesht shtypni butonin për kontrollin e gjendjes së baterisë. Drita e gjelbër tregon se furça juaj e dhëmbëve është gati për përdorim.


Bateria litium rrethore (3V) është e integruar në trupin e furçës së dhëmbëve dhe zgjat më shumë se një vit. Kur bateria shterohet, hidhni atë në mënyrë të përgjegjshme sipas rregulloreve lokale.

Si të hiqni kokën e zëvendësimit?



Mbani dorezën fort, rrotulloni kokën e zëvendësimit 90 gradë dhe tërhiqeni për ta hequr.

Si të vendosni kokën e zëvendësimit?



Rrëshqisni kokën e zëvendësimit mbi boshtin metalik derisa të klikojë në vendin e duhur.

Mund të gjeni lloje të ndryshme të kokave të zëvendësimit për Furçën Tesla.

Shikoni www.tesla.info për më shumë detaje.

VAŽNE MJERE ZAŠTITE


- Roditelji: Podučite mlađu djecu o pravilnoj upotrebi ove četkice za zube.
- Ovaj proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu za čišćenje zuba, desni i jezika. Nemojte ga koristiti ni u koju drugu svrhu.
- Nemojte otvarati, popravljati ili mijenjati proizvod bez ovlaštenja.
- Ne natapajte proizvod u vodi duži vremenski period.
- Ne ostavljajte proizvod u okruženju visoke temperature i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Djeca i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez dovoljno iskustva i/ili znanja, smiju koristiti proizvod isključivo uz nadzor ili nakon obuke o sigurnoj upotrebi i razumijevanju mogućih rizika.
- Ne dozvolite djeci da se igraju sa uređajem.
- Prekinite upotrebu glave četkice ukoliko su vlakna polomljena ili savijena. Zamijenite glavu četkice čim se pojave znakovi istrošenosti.
- Nemojte prati dijelove uređaja u mašini za suđe.
- Ako dođe do curenja baterije, izbjegavajte kontakt tekućine sa kožom, očima i sluznicom. U slučaju kontakta, odmah isperite zahvaćeno mjesto obilnom količinom vode i potražite liječnički savjet.
- Posavjetujte se sa svojim stomatologom prije upotrebe uređaja ako ste u posljednja dva mjeseca imali hirurški zahvat u ustima ili na desnim.
- Ako imate pejsmejker ili neki drugi implantat, obratite se svom ljekaru ili proizvođaču implantata prije korištenja uređaja.

Odgovorno odlažite u skladu sa lokalnim propisima

Baterija se prije bacanja u otpad mora izvaditi iz proizvoda. Izvađene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je po zakonu obavezan da odloži baterije u skladu sa nacionalnim propisima. Izvađene baterije čuvajte van domašaja djece, ne bacajte u vatru, ne kratko spajajte i ne rastavljajte.



DIJELOVI ČETKICE ZA ZUBE



- 1 Zamjenska glava četkice
- 2 Metalna drška za prijenos negativnih jona
- 3 Indikator baterije
- 4 Dugme za provjeru statusa baterije
- 5 3-voltna baterija u vodootpornom odjeljku prekrivena metalnom trakom
- 6 Crna traka

Klinički dokazano

Tesla Kids četkica uklanja zubni plak do 48% efikasnije od ostalih četkica za zube.

48%

Zamjenske glave

Mijenjajte zamjensku glavu četkice na svaka 2 ili 3 mjeseca za najbolji rezultat.



3-voltna baterija

Litijumska baterija je integrisana u tijelo četkice za zube i traje više od godinu dana.



Japanska tehnologija

Sinonim za kvalitet i inovacije. Tesla Kids, zvanično certificiran od strane Tokijskog instituta za tehnologiju.



Tehnologija jonizacije

Negativno naelektrisani joni uspješno slabe vezu između zuba i zubnog plaka.




Nije potrebna pasta za zube

Prva četkica za zube koja se može efikasno koristiti bez paste za zube.



KAKO FUNKCIONIŠE?

Jonizacija




Kako Tesla četkica uklanja zubni plak?

Zubni plak je pričvršćen za zube uz pomoć pozitivnih jona koji se nalaze u pljuvački. Negativni joni iz Tesla četkice za zube efikasno slabe ove veze između zuba i plaka, omogućavajući lako uklanjanje plaka čišćenjem.

Kako se koristi?


Tesla četkica za zube je veoma jednostavna za upotrebu. Dok držite četkicu za zube, održavajte kontakt sa crnom trakom na zadnjoj strani četkice za zube uz pomoć vlažne ruke ili dlana. I pravilno perite zube.



Kako pravilno oprati zube?


Uvijek ponavljajte istu radnju. Prvo perite zube s vanjske strane, a zatim sve unutra. Prvo očistite donje dijelove, a zatim gornje. Postavite četkicu za zube pod blagim uglom prema liniji desni i čistite zube nježnim kratkim kružnim pokretima. Posvetite 5-10 poteza svakom zubu. Za unutrašnje dijelove koristite istu tehniku, prelazite s jedne strane kutnjaka na drugu. Što se tiče strana za žvakanje, počnite s jedne strane kutnjaka i polako čistite kratkim pokretima naprijed-nazad prema drugoj strani kutnjaka. Perite zube oko 2 minute za najbolje rezultate. Klinički dokazano, Tesla četkica uklanja zubni plak do 48% efikasnije od ostalih četkica za zube. Nema potrebe da primjenjujete bilo kakav pritisak. Čistite zube nježno. Tesla četkica za zube je klinički dokazano efikasna protiv zubnog plaka čak i bez paste za zube. Molimo vas da se posavjetujete sa svojim stomatologom u vezi s korištenjem paste za zube.

Kako provjeriti stanje baterije?




Kada želite provjeriti da li je baterija dovoljno napunjena, samo pritisnite dugme za provjeru statusa baterije. Zeleno svjetlo ukazuje da je vaša četkica spremna za upotrebu. Litijumska baterija (3V) je integrisana u telo četkice za zube i traje više od godinu dana. Kada se baterija isprazni, odložite odgovorno u skladu sa lokalnim propisima.

Kako ukloniti zamjensku glavu četkice?



Čvrsto uhvatite glavu četkice i zarotirajte je za 90 stepeni, i povucite je na gore.

Kako postaviti novu zamjensku glavu četkice?



Postavite novu zamjensku glavu četkice na metalnu dršku. Možete pronaći različite tipove zamjenskih glava Tesla četkica. Za više detalja posjetite tesla.info.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Родители: Научете малките деца как правилно да използват тази четка за зъби.
- Този продукт е предназначен за домашна употреба за почистване на зъби, венци и език. Не го използвайте за други цели.
- Не отваряйте, ремонтирайте или променяйте продукта без разрешение.
- Не потапяйте продукта във вода за продължителен период от време.
- Не оставяйте продукта на места с висока температура и не го излагайте на пряка слънчева светлина.
- Деца и лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, както и лица без достатъчен опит и/или знания, могат да използват продукта само под надзор или след обучение за безопасна употреба и разбиране на възможните рискове.
- Не позволявайте на децата да си играят с устройството.
- Прекратете използването на главата на четката, ако влакната са счупени или огънати. Подменете главата веднага щом се появят признаци на износване.
- Не мийте части от устройството в съдомиялна машина.
- При изтичане на батерията избягвайте контакт с течността върху кожата, очите и лигавиците. При контакт изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Консултирайте се със зъболекаря си преди употреба на уреда, ако през последните два месеца сте имали хирургическа интервенция в устата или по венците.
- Ако имате пейсмейкър или друг имплант, консултирайте се с вашия лекар или с производителя на импланта преди употреба на уреда.

Изхвърляйте отговорно според местните разпоредби

Преди изхвърляне батерията трябва да се извади от продукта. Извадените батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен по закон да изхвърля батериите според националните разпоредби. Съхранявайте извадените батерии далеч от деца, не ги изгаряйте, не ги късо свързвайте и не ги разглобявайте.



ЧАСТИ НА ЧЕТКАТА ЗА ЗЪБИ



- 1 Сменяема глава на четката
- 2 Метална дръжка за пренос на отрицателни йони
- 3 Индикатор за батерията
- 4 Бутон за проверка на състоянието на батерията
- 5 3-волтова батерия във водоустойчиво отделение, покрито с метална лента
- 6 Черна лента

Клинично доказано

Tesla Kids премахва зъбната плака с до 48% по-ефективно от други ръчни четки за зъби.

48%

Сменяеми глави

Сменяйте главата на четката на всеки 2 или 3 месеца за най-добри резултати.



3-волтова батерия

Литиево-йонната батерия е интегрирана в тялото на четката за зъби и издържа повече от една година.



Японска технология

Синоним за качество и иновации. Tesla Original, официално сертифициран от Токийския технологичен институт (Tokyo Institute of Technology).



Технология на йонизацията

Отрицателно заредени йони успешно отслабват връзката между зъбите и зъбната плака.



Не е необходима паста за зъби

Първата четка за зъби, която може да се използва ефективно без паста за зъби.



КАК РАБОТИ?

Йонизация



Как Tesla детската четка премахва зъбната плака?


Зъбната плака се прикрепя към зъбите чрез положителни йони от слюнката. Отрицателните йони от четката за зъби Tesla ефективно отслабват тези връзки между зъбите и плаката, позволявайки лесно премахване на плаката чрез четкане.

Как се използва?

Четката за зъби Tesla е много лесна за употреба.

Докато държите четката за зъби, поддържайте контакт с черната лента на задната страна на четката с влажна ръка или длан.

И почистете зъбите правилно.



Как правилно да измиете зъбите си?

Винаги повтаряйте едно и също действие. Първо измийте зъбите си отвън, след това от всички страни. Започнете с долната част и след това преминете към горната.

Поставете четката за зъби под лек ъгъл към линията на венците и почистете зъбите с нежни къси кръгови движения. Посветете 5-10 движения на всеки зъб.

За вътрешните части използвайте същата техника, преминавайки от едната страна на кътниците към другата.


Що се отнася до дъвкателната повърхност, започнете от едната страна на кътниците и бавно почистете с къси движения напред-назад към другата страна на кътниците.

Мийте зъбите си около 2 минути за най-добри резултати.

Клинично доказано, че четката Tesla премахва зъбната плака с до 48% по-ефективно от останалите четки за зъби.


Няма нужда да прилагате натиск. Почиствайте зъбите си с нежни къси кръгови движения. Четката за зъби Tesla е клинично доказано ефективна срещу зъбната плака, дори и без паста за зъби. Моля, консултирайте се със зъболекаря си относно използването на паста за зъби.

Как да проверите състоянието на батерията?




Когато искате да проверите дали батерията е достатъчно заредена, просто натиснете бутона за проверка на състоянието на батерията. Зелената светлина показва, че четката ви е готова за употреба. Литиева батерия (3V) е вградена в тялото на четката за зъби и издържа повече от една година. Когато батерията е изтощена, изхвърлете я отговорно в съответствие с местните разпоредби.

Как да свалите главата на четката?



Хванете здраво главата на четката, завъртете я на 90 градуса и я издърпайте нагоре.

Как да поставите нова глава на четката?



Плъзнете новата глава на четката върху металния прът, докато се закрепи с клик. Можете да намерите различни типове сменяеми глави за четката Tesla. За повече информация посетете tesla.info.

OLULISED OHUTUSJUHISED


- Vanemad: Õpetage noorematele lastele selle hambaharja õiget kasutamist.
- See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Ärge kasutage seda muul eesmärgil.
- Toodet ilma loata mitte osadeks võtta, parandada ega muuta.
- Ärge hoidke toodet pikemat aega vees.
- Ärge jätke toodet kõrge temperatuuriga keskkonda ega otsese päikesevalguse kätte.
- Lapsed ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti need, kellel puudub piisav kogemus ja/või teadmised, tohivad toodet kasutada ainult järelvalve all või siis, kui nad on saanud ohutu kasutamise kohta juhised ja mõistnud võimalikke riske.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lõpetage otsiku kasutamine, kui harjased on murdunud või kõverad. Vahetage otsik kohe, kui ilmnevad kulumise märgid.
- Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas.
- Kui aku lekib, vältige vedeliku sattumist nahale, silmadesse või limaskestale. Kokkupuute korral loputage kahjustatud piirkonda kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Kui teil on viimase kahe kuu jooksul tehtud suu- või igemeoperatsioon, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
- Kui teil on südamestimulaator või muu implantaat, pidage enne seadme kasutamist nõu arsti või implantaadi tootjaga.

Utiliseerige vastutustundlikult vastavalt kohalikele eeskirjadele

Enne toote äraviskamist tuleb patarei eemaldada. Eemaldatud patareisid ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Iga tarbija on seadusega kohustatud patareisid käitlema vastavalt riiklikele eeskirjadele. Hoidke eemaldatud patareid lastele kättesaamatus kohas; ärge visake neid tulle, ärge tekitage lühist ega võtke neid lahti.



HAMBAHARJA OSAD



- 1 Vahetatav otsik
- 2 Metallvarras negatiivsete ionide ülekandmiseks.
- 3 Roheline tuli - aku laetuse indikaator.
- 4 Aku laetuse kontrollnupp
- 5 3 V aku on kaitstud vee eest ja kaetud TPE-ribaga.
- 6 Must TPE-riba

Kliiniliselt tõestatud

Tesla Kids Brush eemaldab hambakattu kuni 48% tõhusamalt kui teised hambaharjad.

48%

Vahetatavad otsikud

Parima tulemuse saavutamiseks vahetage otsikut iga 2-3 kuu järel.



3-voldine aku

Liitiumaku on korpusesse integreeritud ja peab vastu vähemalt ühe aasta. Märkus: aku ei ole vahetatav.



Jaapani tehnoloogia

Kvaliteedi ja innovatsiooni sünonüüm - Tesla Brush on ametlikult sertifitseeritud Tokyo Tehnoloogiainstituudi poolt.



Ionisatsiooni tehnoloogia

Negatiivselt laetud ioonid lõdvestavad edukalt hammaste ja hambakatu vahelist ühendust.




Hambapastat pole vaja

Esimene hambahari, mida saab tõhusalt kasutada ilma hambapastata.



KUIDAS SEE TÖÖTAB?

Ionisatsioon




Kuidas Tesla Kids Brush hambakattu eemaldab?

Hambakatt tekib hambapinnale süljes leiduvate positiivsete ionide abil. Tesla Kids Brush hambaharja loodavate negatiivsete ionide voog lahutab selle ühenduse hammaste ja hambakatu vahel, mis kergendab märkimisväärselt hambakatu eemaldamist.

Kuidas kasutada?

Tesla Kids Brush kasutamine on väga lihtne. Kui hoiate hambaharja käes, püüdke puudutada niiske käega hambaharja käepidemel olevat musta TPE-riba. Ja puhastage hambaid õigesti.



Kuidas hambaid õigesti puhastada?

Korrake alati samu toiminguid: kõigepealt puhastage välimist, seejärel sisemist külge, siis alumist osa ja lõpuks ülemist.

Hammaste väliskülge puhastage nii, et harjased oleksid igemete suhtes kerge nurga all, ning kasutage õrnu, pühkivaid ringliigutusi, liikudes igemetest närimispinna poole. Tehke iga hamba kohta 5–10 liigutust.

Sisekülje puhul kasutage sama tehnikat, liikudes purihammaste ühelt küljelt teisele.


Puhastage lühikeste edasi-tagasi liigutustega ühe külje purihammaste pinda, seejärel minge üle teisele küljele. Väga tähtis on puhastada kõiki hambapindu. Harjake umbes 2 minutit, et saavutada parim tulemus.

Kliiniliselt on tõestatud, et Tesla Kids Brush eemaldab hambakattu kuni 48% tõhusamalt kui teised hambaharjad.

Pole mingit vajadust hambaharja kõvasti suruda. Puhastage hambaid õrnalt.


Kliiniliselt on tõestatud, et Tesla Kids Brush eemaldab hambakattu tõhusalt ka ilma hambapastata. Seoses hambapasta kasutamisega pidage nõu oma hambaarstiga.

Kuidas kontrollida aku olekut?




Kui tahate kontrollida, kas aku on piisavalt laetud, vajutage lihtsalt aku laetuse kontrollnupule. Roheline tuli näitab et teie hambahari on kasutamiseks valmis. Liitiumaku (3V) on korpusesse integreeritud ja teenib vähemalt üks aasta. Hammaste pesemisel ei pea nuppu vajutama. Kui aku on tühi, utiliseerige see vastutustundlikult vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Kuidas eemaldada vahetatavat otsikut?



Hoidke käepidemest kindlalt kinni. Pöörake harjaotsikut 90 kraadi ja tõmmake seda.

Kuidas paigaldada vahetatavat otsikut?



Lükake uut hambaharja otsikut metallvardale, kuni see kohale lukustub. Võite leida erinevat tüüpi Tesla Brush vahetatavaid otsikuid.

Lisateabe saamiseks vaadake www.tesla.info

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Γονείς: Διδάξτε στα μικρά παιδιά τη σωστή χρήση αυτής της οδοντόβουρτσας.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση για τον καθαρισμό δοντιών, ούλων και γλώσσας. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Μην ανοίγετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες και μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
- Τα παιδιά και τα άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, καθώς και άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και/ή γνώση, μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό επίβλεψη ή μετά από εκπαίδευση για ασφαλή χρήση και κατανόηση των πιθανοτήτων κινδύνων.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Διακόψτε τη χρήση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας εάν οι τρίχες είναι σπασμένες ή λυγισμένες. Αντικαταστήστε την κεφαλή μόλις εμφανιστούν σημάδια φθοράς.
- Μην πλένετε μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εάν τους τελευταίους δύο μήνες έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στόμα ή στα ούλα.
- Αν έχετε βηματοδότη ή άλλο εμφύτευμα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος πριν από τη χρήση της συσκευής.


Απορρίψτε υπεύθυνα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το προϊόν πριν από την απόρριψη.

Οι αφαιρεθείσες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται από τον νόμο να απορρίπτει τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Αποθηκεύετε τις αφαιρεθείσες μπαταρίες μακριά από παιδιά, μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε ή τις αποσυναρμολογείτε.



ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ



- 1 Κεφαλή αντικατάστασης
- 2 Μεταλλική ράβδος για τη μεταφορά ιόντων Δείκτης μπαταρίας με πράσινο φως
- 3 Κουμπί ελέγχου κατάστασης μπαταρίας
- 4 Μπαταρία 3 volt σε αδιάβροχη θήκη καλυμμένη με μεταλλική ταινία
- 5 Μαύρη λωρίδα TPE
- 6 Black TPE stripe

Κλινικά αποδεδειγμένο

Η Tesla Kids αφαιρεί την οδοντική πλάκα έως και 48% πιο αποτελεσματικά από άλλες χειροκίνητες οδοντόβουρτσες.

48%

Κεφαλές αντικατάστασης

Αλλάζετε την κεφαλή αντικατάστασης κάθε 2 ή 3 μήνες για το καλύτερο αποτέλεσμα.



Μπαταρία 3 Volt

Η μπαταρία λιθίου είναι ενσωματωμένη στο σώμα της οδοντόβουρτσας και διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο.



Ιαπωνική τεχνολογία

Συνώνυμο ποιότητας και καινοτομίας. Tesla Original, επίσημα πιστοποιημένο από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Τόκιο (Tokyo Institute of Technology).



Τεχνολογία ιονισμού

Αρνητικά φορτισμένα ιόντα αποδυναμώνουν με επιτυχία τη σύνδεση μεταξύ των δοντιών και της οδοντικής πλάκας.




Δεν απαιτείται οδοντόκρεμα

Η πρώτη οδοντόβουρτσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά χωρίς οδοντόκρεμα.



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ?

Ιονισμός



Πώς αφαιρεί η παιδική οδοντόβουρτσα Tesla την οδοντική πλάκα;


Η οδοντική πλάκα προσκολλάται στα δόντια με τη βοήθεια θετικών ιόντων από το σάλιο. Τα αρνητικά ιόντα από την οδοντόβουρτσα Tesla αποδυναμώνουν αποτελεσματικά αυτούς τους δεσμούς μεταξύ δοντιών και πλάκας, επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεση της πλάκας με το βούρτσισμα.

Πώς χρησιμοποιείται;

Η οδοντόβουρτσα Tesla είναι πολύ εύκολη στη χρήση.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε επαφή με τη μεταλλική λωρίδα με βρεγμένο δάχτυλο ή παλάμη.

Και βουρτσίστε σωστά τα δόντια σας.



Πώς να βουρτσίσετε σωστά τα δόντια σας;

Πάντα επαναλάβετε την ίδια κίνηση. Βουρτσίστε πρώτα το εξωτερικό, στη συνέχεια όλο το εσωτερικό. Ξεκινήστε από τα κάτω μέρη και μετά τα επάνω. Στο εξωτερικό, τοποθετήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας ενάντια στα δόντια υπό μια μικρή γωνία προς τη γραμμή των ούλων και βουρτσίστε με απαλές σύντομες κυκλικές κινήσεις. Κάντε 5-10 κινήσεις για κάθε δόντι.

Για τα εσωτερικά μέρη, χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική, μεταβαίνοντας από τον έναν γομφίο στη μία πλευρά στον άλλον.


Όσον αφορά τις μασητικές επιφάνειες, ξεκινήστε από τον έναν γομφίο στη μία πλευρά και προχωρήστε αργά προς τα εμπρός με μικρές κινήσεις μπρος-πίσω μέχρι τον γομφίο της άλλης πλευράς.

Βουρτσίστε τα δόντια σας για περίπου 2 λεπτά για καλύτερα αποτελέσματα.

Κλινικά αποδεδειγμένο, η Tesla Kids αφαιρεί την οδοντική πλάκα έως και 48% πιο αποτελεσματικά από άλλες χειροκίνητες οδοντόβουρτσες.

Δεν χρειάζεται να ασκήσετε πίεση. Βουρτσίστε απαλά. Η οδοντόβουρτσα Tesla είναι κλινικά αποδεδειγμένα αποτελεσματική κατά της οδοντικής πλάκας ακόμη και χωρίς οδοντόκρεμα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας σχετικά με τη χρήση οδοντόκρεμας.

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας;




Όταν θέλετε να ελέγξετε αν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, απλώς πατήστε το κουμπί ελέγχου κατάστασης μπαταρίας.

Το πράσινο φως δείχνει ότι η οδοντόβουρτσά σας είναι έτοιμη για χρήση.


Η μπαταρία λιθίου (3V) είναι ενσωματωμένη στο σώμα της οδοντόβουρτσας και διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, απορρίψτε την υπεύθυνα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πώς να αφαιρέσετε την κεφαλή αντικατάστασης;



Κρατήστε σταθερά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας, περιστρέψτε την κατά 90 μοίρες και τραβήξτε την προς τα πάνω.

Πώς να τοποθετήσετε μια νέα κεφαλή αντικατάστασης;



Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή αντικατάστασης στη μεταλλική ράβδο μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Μπορείτε να βρείτε διάφορους τύπους κεφαλών αντικατάστασης Tesla.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το tesla.info.

VAŽNE MJERE ZAŠTITE


- Roditelji: Poučite malu djecu pravilnoj upotrebi ove četkice za zube.
- Ovaj proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu za čišćenje zubi, desni i jezika. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Nemojte otvarati, popravljati ili mijenjati proizvod bez ovlaštenja.
- Ne uranjajte proizvod u vodu na duže vrijeme.
- Ne ostavljajte proizvod u okruženju s visokim temperaturama i nemojte ga izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Djeca i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez dovoljno iskustva i/ili znanja, smiju koristiti proizvod isključivo pod nadzorom ili nakon edukacije o sigurnoj upotrebi i razumijevanju mogućih rizika.
- Ne dopustite djeci da se igraju uređajem.
- Prestanite koristiti glavu četkice ako su vlakna polomljena ili savijena. Zamijenite glavu čim se pojave znakovi istrošenosti.
- Nemojte prati dijelove uređaja u perilici posuđa.
- Ako dođe do curenja baterije, izbjegavajte kontakt tekućine s kožom, očima i sluznicom. U slučaju kontakta, odmah isperite zahvaćeno mjesto obilnom količinom vode i potražite liječnički savjet.
- Posavjetujte se sa svojim stomatologom prije korištenja uređaja ako ste u posljednja dva mjeseca imali kirurški zahvat u ustima ili na desnima.
- Ako imate pacemaker ili neki drugi implantat, obratite se svom liječniku ili proizvođaču implantata prije korištenja uređaja.

Odgovorno odlažite u skladu s lokalnim propisima

Prije odlaganja bateriju izvadite iz proizvoda. Izvađene baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač zakonski je obavezan odložiti baterije u skladu s nacionalnim propisima. Izvađene baterije čuvajte izvan dohvata djece, ne bacajte ih u vatru, ne kratko spajajte niti rastavljajte.



DIJELOVI ČETKICE ZA ZUBE



- 1 Zamjenska glava četkice
- 2 Metalna drška za prijenos negativnih iona
- 3 Indikator baterije
- 4 Tipka za provjeru statusa baterije
- 5 3-volta baterija u vodootpornom odjeljku prekrivena metalnom trakom
- 6 Crna traka

Klinički dokazano

Tesla Original uklanja zubni plak do 48% učinkovitije od ostalih četkica za zube.

48%

Zamjenske glave

Mijenjajte zamjensku glavu četkice svakih 2 ili 3 mjeseca za najbolji rezultat.



3-volta baterija

Litij-ionska baterija integrirana je u tijelo četkice za zube i traje više od godinu dana.



Japanska tehnologija

Sinonim za kvalitetu i inovacije. Tesla Kids, službeno certificiran od strane Tokijskog instituta za tehnologiju.



Tehnologija ionizacije

Negativno nabijeni ioni uspješno slabe vezu između zuba i zubnog plaka.




Nije potrebna pasta za zube

Prva četkica za zube koja se može učinkovito koristiti bez paste za zube.



KAKO FUNKCIONIRA?

Ionizacija




Kako Tesla četkica uklanja zubni plak?

Zubni plak je pričvršćen za zube uz pomoć pozitivnih iona koji se nalaze u slini. Negativni ioni iz Tesla četkice za zube učinkovito slabe vezu između zuba i plaka i omogućuju lako uklanjanje plaka čišćenjem.

Kako se koristi?

Tesla četkica za zube je vrlo jednostavna za upotrebu. Dok držite četkicu za zube, održavajte kontakt s crnom trakom na stražnjoj strani četkice za zube uz pomoć vlažne ruke ili dlana. I pravilno perite zube.



Kako pravilno oprati zube?

Uvijek ponavljajte istu radnju. Prvo perite zube s vanjske strane, a zatim sve s unutarnje strane. Prvo očistite donje dijelove, a zatim gornje.

Postavite četkicu za zube pod blagim kutom prema liniji desni i čistite zube nježnim kratkim kružnim pokretima. Posvetite 5-10 poteza svakom zubu.

Za unutarnje dijelove koristite istu tehniku, prijedite s jedne strane kutnjaka na drugu.

Što se tiče grizne strane, počnite s jedne strane kutnjaka i polako čistite kratkim pokretima naprijed-nazad prema drugoj strani kutnjaka.


Perite zube oko 2 minute za najbolje rezultate.

Klinički dokazano, Tesla četkica uklanja zubni plak do 48% učinkovitije od ostalih četkica za zube.

Nema potrebe za primjenom pritiska. Čistite zube nježnim kratkim kružnim pokretima.


Tesla četkica za zube klinički je dokazano učinkovita protiv zubnog plaka čak i bez paste za zube. Molimo konzultirajte svog stomatologa u vezi s korištenjem paste za zube.

Kako provjeriti stanje baterije?




Kada želite provjeriti je li baterija dovoljno napunjena, jednostavno pritisnite tipku za provjeru statusa baterije. Zeleno svjetlo ukazuje da je vaša četkica spremna za upotrebu. Litijska baterija (3V) integrirana je u tijelo četkice i traje više od godinu dana. Kada se baterija isprazni, odložite je odgovorno u skladu s lokalnim propisima.

Kako ukloniti zamjensku glavu četkice?



Čvrsto uhvatite glavu četkice i zarotirajte je za 90 stupnjeva, a zatim povucite prema gore.

Kako postaviti novu zamjensku glavu četkice?



Postavite novu zamjensku glavu četkice na metalnu dršku. Možete pronaći različite tipove zamjenskih glava Tesla četkica. Za više detalja posjetite tesla.info.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


- Szülők: Tanítsák meg a kisgyermeknek a helyes használatát ennek a fogkefének.
- Ez a termék otthoni használatra készült a fogak, az íny és a nyelv tisztítására. Ne használja más célra.
- Ne nyissa ki, ne javítsa és ne módosítsa a terméket engedély nélkül.
- Ne merítse hosszabb ideig vízbe a terméket.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, és ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Gyermek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, valamint megfelelő tapasztalat és/vagy tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett vagy biztonságos használati oktatás és a lehetséges kockázatok megértése után használhatják a terméket.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Hagyja abba a fogkefe fej használatát, ha a sörték eltörtek vagy meghajlottak. Cserélje ki a fejrészt, amint kopás jeleit észleli.
- Ne mossa a készülék alkatrészeit mosogatógépben.
- Ha az elem szivárog, kerülje a folyadék érintkezését a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyával. Érintkezés esetén az érintett területet azonnal bőséges vízzel öblítse le, és kérjen orvosi tanácsot.
- Használat előtt konzultáljon fogorvosával, ha az elmúlt két hónapban száj- vagy ínyműtéten esett át.
- Ha szívritmus-szabályozója (pacemaker) vagy más implantátuma van, a készülék használata előtt kérje ki orvosa vagy az implantátum gyártójának tanácsát.

AZ ESZKÖZT ÉS AZ ELEMÉKET FELELŐSSÉGTELJESEN HELYEZZE EL A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN

Az elemet az eszközből ki kell venni az ártalmatlanítás előtt. Az eltávolított elemeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Minden fogyasztó köteles törvény szerint az elemeket az országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az eltávolított elemeket tartsa gyermekektől távol, ne dobja tűzbe, ne rövidrezárja és ne szétszerelje.



A FOGKEFE RÉSZEI



- 1 Cserélhető fogkefe fej
- 2 Fém fogantyú a negatív ionok továbbításához
- 3 Akkumulátorjelző
- 4 Az akkumulátor állapotának ellenőrzésére szolgáló gomb
- 5 3 voltos akkumulátor vízálló rekeszben, fém szalaggal borítva
- 6 Fekete csík

Klinikailag bizonyított

A Tesla Kids akár 48%-kal hatékonyabban távolítja el a fogkövet, mint más kézi fogkefék.

48%

Cserélhető fejek

Cserélje a fogkefe fejét 2-3 havonta a legjobb eredmények érdekében.



3 voltos akkumulátor

A lítium-ion akkumulátor a fogkefe testében integrált, és több mint egy évig tart.



Japán technológia

A minőség és az innováció szinonimája. Tesla Original, hivatalosan tanúsított a Tokiói Műszaki Intézet (Tokyo Institute of Technology) által.



Ionizációs technológia

Negatív töltésű ionok sikeresen gyengítik a kötést a fogak és a fogkő között.




Nincs szükség fogkrémre

Az első fogkefe, amely hatékonyan használható fogkrém nélkül.



HOGYAN MŰKÖDIK?

Ionizáció



Hogyan távolítja el a Tesla fogkefe a foglepedéket?


A fogkő pozitív ionok segítségével tapad a fogakhoz, amelyek a nyálban találhatóak. A Tesla fogkeféből származó negatív ionok hatékonyan gyengítik ezeket a kötéseket a fogak és a fogkő között, lehetővé téve a fogkő könnyű eltávolítását fogmosással.

Hogyan kell használni?

A Tesla fogkefe nagyon egyszerűen használható.

Amíg a fogkefét tartja, tartsa az érintkezést a fogkefe hátoldalán található fekete csíkkal nedves kézzel vagy tenyérrel.

És helyesen mossa meg a fogait.



Hogyan kell helyesen fogat mosni?

Mindig ismételje meg ugyanazt a műveletet. Először mossa meg a fogait a külső oldalon, majd minden oldalon. Először tisztítsa meg az alsó részeket, majd a felsőket.

Helyezze a fogkefét enyhe szögben az ínszélhez, és tisztítsa a fogakat gyengéd, rövid, körkörös mozdulatokkal. Számjon 5-10 mozdulatot minden egyes fogra. A belső részeknél használja ugyanezt a technikát, haladjon az egyik oldali őrlőfogaktól a másikig. A rágófelületnél kezdje az egyik oldali őrlőfogaknál, és lassan tisztítsa meg rövid, előre-hátra mozdulatokkal a másik oldali őrlőfogakig.

Mosson fogat körülbelül 2 percig a legjobb eredmény érdekében.


Klinikailag bizonyított, hogy a Tesla fogkefe akár 48%-kal hatékonyabban távolítja el a fogkövet, mint más fogkefék.

Nem szükséges nyomást alkalmazni. Tisztítsa a fogakat gyengéd, rövid, körkörös mozdulatokkal.

A Tesla fogkefe klinikailag bizonyítottan hatékony a fogkő ellen még fogkrém nélkül is.

Kérjük, konzultáljon fogorvosával a fogkrém használatával kapcsolatban.


Hogyan ellenőrizze az akkumulátor állapotát?



Ha ellenőrizni szeretné, hogy az akkumulátor elég töltött-e, egyszerűen nyomja meg az állapotellenőrző gombot. A zöld fény jelzi, hogy a fogkefeje készen áll a használatra.


A lítium elem (3V) be van építve a fogkefe testébe, és több mint egy évig bírja. Ha az akkumulátor lemerült, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Hogyan távolítható el a cserélhető fej?



Fogja meg szorosan a fogkefe fejét, fordítsa el 90 fokkal, majd húzza le.

Hogyan helyezhető fel az új cserélhető fej?



Helyezze az új cserélhető fejet a fém rúdra, amíg az a helyére nem kattant.

Különböző típusú Tesla cserélhető fejek találhatók. Részletekért látogasson el a [tesla.info](#) oldalra.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA


- Tėvams: Išmokykite jaunesnius vaikus tinkamai naudotis šiuo dantų šepetėliu.
- Šis produktas skirtas namų naudojimui dantims, dantenoms ir liežuviui valyti. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.
- Neatidarykite, netaisykite ir nemodifikuokite produkto be leidimo.
- Nenardinkite produkto į vandenį ilgam laikui.
- Nelaikykite produkto aukštos temperatūros aplinkoje ir neeksponuokite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Vaikai ir asmenys su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis, taip pat tie, kuriems trūksta pakankamos patirties ir/ar žinių, gali naudoti šį produktą tik prižiūrimi, arba gavę nurodymus apie saugų naudojimą ir galimas rizikas.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nustokite naudoti šepetėlio galvutę, jei šereliai sulūžę ar išlinkę. Pakeiskite galvutę iškart, kai atsiranda nusidėvėjimo požymių.
- Neplaukite indaplovėje jokių prietaiso dalių.
- Įvykus baterijos nutekėjimui, venkite kontakto su skysčiu ant odos, akių ar gleivinių. Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant gausiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Pasitarkite su savo odontologu prieš naudodami prietaisą, jei per pastaruosius du mėnesius jums buvo atlikta burnos ar dantenų operacija.
- Jei turite širdies stimuliatorių ar kitą implantą, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju arba implanto gamintoju.

Utilizuokite atsakingai pagal vietos reglamentus

Baterija turi būti išimta prieš prietaisą utilizuojant. Išimtos baterijos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo utilizuoti baterijas pagal nacionalinius reikalavimus. Išimtas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; jų nemeskite į ugnį ir neardykite.



DANTŲ ŠEPETĖLIO DALYS



- 1 Keičiama galvutė
- 2 Metalinis strypas neigiamų jonų perdavimui
- 3 Žalia lemputė, baterijos būklės indikatorius.
- 4 Mygtukas baterijos būklės patikrinimui
- 5 3 V baterija, apsaugota nuo vandens patekimo ir uždengta TPE juosta
- 6 Juoda TPE juostelė

Kliniškai įrodyta

Tesla Kids Brush pašalina dantų apnašas iki 48% efektyviau negu kiti rankiniai dantų šepetėliai

48%

Keičiamos galvutės

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, keičiamas galvutes keiskite kas 2-3 mėnesius.



3 voltų baterija

Ličio baterija įmontuota į korpusą ir tarnauja ne trumpiau nei vienerius metus. Pastaba: baterija yra nekeičiama.



Japonų technologija

Kokybės ir inovacijų sinonimas. Tesla Brush oficialiai sertifikuotas Tokijo technologijų instituto.



Jonizuojanti technologija

Neigiamai įkrauti jonai sėkmingai atpalaiduoja ryšį tarp dantų ir apnašų.




Nebūtina dantų pasta

Pirmas dantų šepetėlis, kuris gali būti efektyviai naudojamas be dantų pastos.



KAIP TAI VEIKIA?

Jonizacija




Kaip Tesla Kids Brush pašalina dantų apnašas?

Dantų apnašos pritraukiamos prie dantų paviršiaus teigiamų jonų, kurie yra seilėse, pagalba. Tesla Kids Brush šepetėlio sukuriama neigiamų jonų srautas efektyviai suardo šią jungtį tarp dantų ir apnašų, kas ženkliai palengvina apnašų pašalinimą.

Kaip naudoti?

Tesla Kids Brush naudoti labai paprasta. Kai laikote dantų šepetėlį, stenkitės liesti juodą TPE juostą šepetėlio rankenėlėje su drėgna ranka. Ir teisingai valykitės dantis.



Kaip teisingai valytis dantis?

Visada kartokite tuos pačius veiksmus. Valykite pradžioje išorinę, tada vidinę pusę. Apatinę dalį, tada viršutinę.

Iš išorės, pridėkite šepetėlio šerelius prie dantų paviršiaus šiek tiek kampu dantenų linijai ir valykite švelniais sukamaisiais arba šluojamaisiais judesiais nuo dantenų link kramtomojo paviršiaus. Kiekvienam dantiui atlikite 5-10 judesių.

Vidinei pusei, naudokite tą pačią techniką, judėdami nuo vienos pusės krūminių dantų į kitą.

Trumpais judesiais pirmyn-atgal nuvalykite vienos pusės kramtomuosius paviršius, tada pereikite į kitą pusę. Labai svarbu nuvalyti visus dantų paviršius.

Valykite apie 2 minutes, kad pasiektumėte optimalų rezultatą.


Kliniškai įrodyta, kad Tesla Kids Brush pašalina dantų apnašas iki 48% efektyviau negu kiti rankiniai dantų šepetėliai.

Nėra jokios būtinybės šepetėlį spausti stipriai. Valykite dantis švelniai.

Klinikiniai tyrimai patvirtina, kad Tesla Kids Brush efektyviai pašalina dantų apnašas net ir be dantų pastos.


Pasikonsultuokite su savo dantų gydytoju dėl dantų pastos naudojimo.

Kaip patikrinti baterijos būklę?




Jeigu norite patikrinti, ar baterija pakankamai įkrauta, tiesiog paspauskite baterijos būklės tikrinimo mygtuką. Žalia švieselė reiškia baterija įkrauta ir dantų šepetėlis paruoštas naudoti. Ličio baterija (3V) įmontuota į korpusą ir tarnauja ne trumpiau nei vienerius metus. Valantis dantis baterijos tikrinimo mygtuko spausti nereikia. Kai baterija išsikraus, šepetėlį utilizuokite atsakingai pagal vietos taisykles.

Kaip nuimti keičiamą galvutę?



Tvirtai laikykite šepetėlio rankeną. Pasukite galvutę 90 laipsnių kampu ir ištraukite ją.

Kaip uždėti keičiamą galvutę?



Užmaukite naują šepetėlio galvutę ant metalinio strypo kol ji užsifiksuos. Galite rasti skirtingų Tesla Brush keičiamų galvučių tipų. Daugiau informacijos rasite www.tesla.info.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Vecāki: lemāciet jaunākiem bērniem pareizu šīs zobu birstes lietošanu.
- Šis produkts paredzēts lietošanai mājas apstākļos zobu, smaganu un mēles tīrīšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem.
- Neatveriet, nelaboiet un nemodificējiet produktu bez atļaujas.
- Nemērciet produktu ūdenī ilgstoši.
- Neatstādiet produktu augstas temperatūras vidē vai tiešos saules staros.
- Bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī tie, kuriem trūkst pietiekamas pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot šo produktu tikai pieaugušo uzraudzībā vai pēc tam, kad ir saņēmuši norādījumus par drošu lietošanu un saprot iespējamos riskus.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Pārtrauciet birstes galviņas lietošanu, ja sariņi ir salūzuši vai saliekušies.
- Nomainiet galviņu, tiklīdz parādās nodiluma pazīmes.
- Nemazgājiet nevienu ierīces detaļu trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ja notiek baterijas noplūde, izvairieties no saskares ar šķidrumu uz ādas, acīm vai gļotādām. Saskares gadījumā nekavējoties rūpīgi izskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu zobārstu, ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir veikta mutes vai smaganu operācija.
- Ja jums ir elektrokardio stimulators vai cits implants, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu vai implanta ražotāju.


Utilizējiet atbildīgi saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Pirms produkta izmešanas baterija ir jāizņem. Izņemtās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Katram patērētājam ir likumā noteikts pienākums utilizēt baterijas saskaņā ar valsts noteikumiem.

Glabājiet izņemtās baterijas bērniem nepieejamā vietā; nemetiet tās ugunī, neīsiniet kontaktus un neizjauciet tās.



ZOBU BIRSTES DAĻAS



- 1 Nomainas galviņa
- 2 Metāla stienis negatīvo jonu pārvešanai
- 3 Zaļā lampiņa - akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 4 Baterijas stāvokļa pārbaudes poga
- 5 3 V akumulators, aizsargāts pret ūdeni un klāts ar TPE sloksni.
- 6 Melna TPE lente

Klīniski pierādīts

Tesla Kids Brush noņem aplikumu līdz 48 % efektīvāk nekā citas manuālās zobu birstes.

48%

Maināmas galviņas

Lai iegūtu labākos rezultātus, nomainiet galviņu ik pēc 2-3 mēnešiem.



3 voltu baterija

Litija akumulators ir iebūvēts zobu birstes korpusā un kalpo vismaz vienu gadu. Piezīme: akumulators nav maināms.



Japāņu tehnoloģija

Kvalitātes un inovāciju sinonīms - Tesla Brush ir oficiāli sertificēta Tokijas Tehnoloģiju institūtā.



Jonizācijas tehnoloģija

Negatīvi lādētie joni veiksmīgi atslābina savienojumus, kas veidojas starp zobiem un aplikumu.




Nav nepieciešama zobu pasta

Pirmā zobu birste, ko var efektīvi lietot bez zobu pastas.



KĀ TAS DARBOJAS?

Jonizācija




Kā Tesla Kids Brush noņem zobu aplikumu?

Zobu aplikumu zobu virsmai piesaista pozitīvie joni, kas ir siekalās. Tesla Kids Brush zobu birstes radītā negatīvo jonu plūsma efektīvi noārda savienojumu starp zobu un aplikumu, un tas ievērojami atvieglo aplikuma noņemšanu.

Kā tā tiek izmantota?

Tesla Kids Brush ir ļoti vienkārši lietot. Turot zobu birsti, mēģiniet ar samitrinātu roku pieskarties melnajai TPE joslai uz birstes roktura un tīriet zobus pareizi.



Kā pareizi tīrīt zobus?

Vienmēr atkārtojiet to pašu darbību: vispirms tīriet ārējo malu, tad iekšējo, pēc tam apakšējo malu un visbeidzot augšējo.

No ārpuses pielieciet birstes sariņus pie zoba virsmas nelielā leņķī pret smaganu līniju un tīriet ar maigām apļveida kustībām, sākot no smaganām virzienā uz košļājamās virsmas pusi. Katram zobam veltiet 5-10 kustības. Lekšējai maliņai izmantojiet to pašu paņēmieni, lai tīrītu no dzerokļu vienas maliņas uz otru. Ar īsām kustībām turp un atpakaļ tīriet košļājamās virsmas vienā pusē, pēc tam pārejiet uz otru pusi. Ir ļoti svarīgi notīrīt visas zobu virsmas.

Tīriet apmēram 2 minūtes, lai iegūtu labākos rezultātus.


Ir klīniski pierādīts, ka Tesla Kids Brush noņem aplikumu līdz 48% efektīvāk nekā citas manuālās zobu birstes.

Nav nepieciešams stingri piespiest birsti pie virsmas – tīriet zobus maigi.

Ir klīniski pierādīts, ka Tesla Kids Brush efektīvi noņem aplikumu pat bez zobu pastas.


Konsultējieties ar savu zobārstu par zobu pastas lietošanu.

Kā pārbaudīt akumulatora stāvokli?




Lai pārbaudītu, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts, nospiediet akumulatora uzlādes indikatora pogu. Zaļa gaisma norāda, ka jūsu zobu birste ir gatava lietošanai. Litija akumulators (3 V) ir iebūvēts zobu birstes korpusā un kalpo vismaz vienu gadu. Zobu tīrīšanas laikā nav jānospiež poga. Kad akumulators ir izlādējies, utilizējiet to atbildīgi, ievērojot vietējos noteikumus.

Kā noņemt maināmo galvinu?



Tvrtip turiet rokturi. Pagrieziet nomaiņas galvīņu 90 grādu leņķī un izvelciet to.

Kā uzlikt maināmo galvinu?



Uzlieciet jauno zobu birstes galvīņu uz metāla stienā, līdz tā nofiksējas. Ir pieejamas dažāda veida Tesla Brush maināmās zobu birstu galviņas. Skatiet www.tesla.info, lai iegūtu sīkāku informāciju.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ


- Родители: Научете ги малите деца како правилно да ја користат оваа четка за заби.
- Овој производ е наменет за домашна употреба за чистење на забите, непцата и јазикот. Не го користете за други намени.
- Не отворајте, поправјте или менувајте го производот без овластување.
- Не натопувајте го производот во вода подолг временски период.
- Не оставајте го производот во средина со високи температури и не изложувајте го на директна сончева светлина.
- Децата и лицата со ограничени физички, сензорни или ментални способности, како и лицата без доволно искуство и/или знаење, можат да го користат производот само под надзор или по обука за безбедна употреба и разбирање на можните ризици.
- Не дозволувајте децата да се играат со уредот.
- Прекинете ја употребата на главата на четката доколку влакната се скршени или свиткани. Заменете ја главата штом се појават знаци на истрошеност.
- Не мијте делови од уредот во машина за садови.
- Доколку дојде до истекување на батеријата, избегнувајте контакт на течноста со кожата, очите и слузниците. Во случај на контакт, веднаш измијте го погоденото место со обилна количина вода и побарајте лекарски совет.
- Консултирајте се со вашиот стоматолог пред да го користите уредот доколку во последните два месеца сте имале хируршка интервенција во устата или на непцата.
- Доколку имате пејсмејкер или друг имплант, консултирајте се со вашиот лекар или со производителот на имплантот пред да го користите уредот.

Одговорно одлагајте според локалните прописи

Преди фрлање, батеријата мора да се извади од производот. Извадените батерии не смеат да се фрлаат со домаќински отпад. Секој потрошувач е законски должен да ги одложи батериите согласно националните прописи. Извадените батерии чувајте ги надвор од дофат на деца, не ги фрлајте во оган, не краткоспојувајте ги и не ги расклопувајте.



ДЕЛОВИ НА ЧЕТКАТА ЗА ЗАБИ



- 1 Заменска глава на четката
- 2 Метална дршка за пренос на негативни јони
- 3 Индикатор за батеријата
- 4 Копче за проверка на статусот на батеријата
- 5 3-волтна батерија во водоотпорен оддел обложен со метална лента
- 6 Црна лента

Клинички докажано

Tesla Kids отстранува забен камен до 48% поефикасно од другите четки за заби.

48%

Заменски глави

Менувајте ја заменската глава на четката на секои 2 или 3 месеци за најдобар резултат.



3-волтна батерија

Литиумската батерија е интегрирана во телото на четката за заби и трае повеќе од една година.



Јапонска технологија

Синоним за квалитет и иновации. Tesla Original, официјално сертифицирана од Технолошкиот институт во Токио (Tokyo Institute of Technology).



Технологија на јонизација

Негативно наелектризираните јони успешно ги ослабуваат врските помеѓу забите и забната наслага.



Не е потребна паста за заби

Првата четка за заби која може ефикасно да се користи без паста за заби



КАКО ФУНКЦИОНИРА?

Јонизација



Како Tesla четката за заби го отстранува забниот плак?


Забната наслага е прикачена на забите со помош на позитивни јони од слунката. Негативните јони од четката за заби Tesla ефикасно ги ослабуваат овие врски помеѓу забите и наслагата, овозможувајќи лесно отстранување на наслагата со четкање.

Како се користи?

Tesla четката за заби е многу лесна за употреба.

Додека ја држите четката за заби, одржувајте контакт со црната лента на задната страна на четката со помош на влажна рака или дланка.

И правилно измијте ги забите.



Како правилно да ги измиете забите?

Секогаш повторувајте ја истата постапка. Прво мијте ги забите од надворешната страна, а потоа и од внатрешната страна.

Прво исчистете ги долните делови, а потоа горните.

Ставете ја четката под благ агол кон линијата на непцата и чистете ги забите со нежни кратки кружни движења.

Посветете 5-10 потези на секој заб.

За внатрешните делови користете ја истата техника, преминете од едната страна на кутњациите на другата.


Што се однесува до грицкалната страна, почнете од едната страна на кутњациите и полака чистете со кратки движења напред- назад кон другата страна на кутњациите. Мијте ги забите околу 2 минути за најдобри резултати.

Клинички докажано, Tesla четката отстранува забен камен до 48% поефикасно од другите четки за заби.

Нема потреба да применувате каков било притисок. Чистете ги забите со нежни кратки кружни движења.

Tesla четката за заби е клинички докажано ефикасна против забниот камен дури и без паста за заби. Ве молиме консултирајте се со вашиот стоматолог во врска со користењето паста за заби.

Како да ја проверите состојбата на батеријата?




Кога сакате да проверите дали батеријата е доволно наполнета, едноставно притиснете го копчето за проверка на статусот на батеријата.

Зеленото светло покажува дека вашата четка е подготвена за употреба.


Литиумската батерија (3V) е вградена во телото на четката за заби и трае повеќе од една година. Кога батеријата е испразнета, фрлете го одговорно според локалните регулативи.

Како да ја отстраните заменската глава на четката?



Цврсто држете ја главата на четката, ротирајте ја за 90 степени и извлекете ја нагоре.

Како да поставите нова заменска глава на четката?



Поставете ја новата заменска глава на металниот држач додека не се слушне клик. Можете да најдете различни типови заменски глави за четките Tesla.

За повеќе детали, посетете tesla.info

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Părinți: Învățați copiii mici cum să folosească corect această periută de dinți.
- Acest produs este conceput pentru utilizare casnică pentru curățarea dinților, gingiilor și limbii. Nu îl folosiți în alte scopuri.
- Nu deschideți, reparați sau modificați produsul fără autorizație.
- Nu scufundați produsul în apă pentru perioade lungi de timp.
- Nu lăsați produsul în medii cu temperaturi ridicate și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
- Copiii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, precum și persoanele fără experiență și/sau cunoștințe suficiente, pot folosi produsul numai sub supraveghere sau după instruire privind utilizarea sigură și înțelegerea riscurilor posibile.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.
- Opriți utilizarea capului periutei dacă firele sunt rupte sau îndoite. Înlocuiți capul imediat ce apar semne de uzură.
- Nu spălați părțile dispozitivului în mașina de spălat vase.
- În cazul scurgerii bateriei, evitați contactul lichidului cu pielea, ochii și mucoasele. În caz de contact, clătiți imediat zona afectată cu apă din abundență și solicitați sfat medical.
- Consultați-vă cu medicul dentist înainte de a folosi dispozitivul dacă în ultimele două luni ați avut o intervenție chirurgicală în gură sau la nivelul gingiilor.
- Dacă aveți un stimulator cardiac (pacemaker) sau un alt implant, consultați medicul sau producătorul implantului înainte de utilizarea dispozitivului.


ARUNCAȚI RESPONSABIL CONFORM REGLEMENTĂRILOR LOCALE

Bateria trebuie scoasă din produs înainte de eliminare. Bateriile scoase nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Fiecare consumator este obligat prin lege să elimine bateriile conform reglementărilor naționale.

Păstrați bateriile scoase departe de copii, nu le aruncați în foc, nu le scurtați și nu le demontați.



PĂRȚI COMPONENTE ALE PERIUȚEI DE DINȚI



- 1 Cap de schimb pentru periuță
- 2 Mâner metalic pentru transferul ionilor negativi
- 3 Indicator pentru baterie
- 4 Buton pentru verificarea stării bateriei status check button
- 5 Baterie de 3 volți în compartiment impermeabil acoperit cu o bandă metalică
- 6 Bandă neagră

Clinică dovedit

Tesla Kids îndepărtează placa dentară cu până la 48% mai eficient decât alte periute de dinți.

48%

Capete de schimb

Schimbați capul periutei la fiecare 2 sau 3 luni pentru cele mai bune rezultate.



Baterie de 3 volți

Bateria litiu-ion este integrată în corpul periutei de dinți și durează mai mult de un an.



Tehnologie japoneză

Sinonim pentru calitate și inovație. Tesla Original, certificat oficial de Institutul Tehnologic din Tokyo (Tokyo Institute of Technology).



Tehnologia ionizării

Ionii negativi slăbesc cu succes legătura dintre dinți și placa dentară.




Nu necesită pastă de dinți

Prima periută care poate fi utilizată eficient fără pastă de dinți.



CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Ionizare




Cum îndepărtează periuța de dinți Tesla Kids placa dentară?

Placa dentară este atașată de dinți cu ajutorul ionilor pozitivi care se află în salivă. Ionii negativi din periuța de dinți Tesla slăbesc eficient legătura dintre dinți și placă, permițând o curățare ușoară a plăcii.

Cum se folosește?

Periuța de dinți Tesla este foarte ușor de utilizat.

În timp ce țineți periuța de dinți, mențineți contactul cu banda neagră de pe spatele periuței folosind mâna sau palma umedă. Și spălați corect dinții.



Cum să vă spălați corect dinții?

Repetati întotdeauna aceeași acțiune. Periați mai întâi partea exterioară a dinților, apoi partea interioară. Începeți cu partea inferioară și apoi treceți la cea superioară.

Plasați perii periuței într-un unghi ușor spre linia gingiilor și periați cu mișcări circulare scurte și delicate. Acordați 5-10 mișcări pentru fiecare dinte.

Pentru partea interioară, utilizați aceeași tehnică, trecând de la un molar la altul.

Pentru suprafețele masticatorii, începeți de la un molar și continuați încet, cu mișcări scurte înainte-înapoi, până la celălalt molar.


Periați-vă dinții aproximativ 2 minute pentru cele mai bune rezultate.

Dovedit clinic, periuța Tesla elimină placa dentară cu până la 48% mai eficient decât alte periuțe manuale.

Nu este nevoie să aplicați presiune. Periați delicat.

Periuța Tesla este dovedită clinic ca fiind eficientă împotriva plăcii dentare chiar și fără pastă de dinți. Vă rugăm să vă consultați dentistul în legătură cu utilizarea pastei de dinți.


Cum verificați starea bateriei?



Când doriți să verificați dacă bateria este suficient de încărcată, apăsați pur și simplu butonul pentru verificarea stării bateriei.


Lumina verde indică faptul că periuța dvs. este gata de utilizare. Bateria cu litiu (3V) este integrată în corpul periutei de dinți și durează mai mult de un an. Când bateria este descărcată, aruncați-o în mod responsabil, conform reglementărilor locale.

Cum îndepărtați capul de schimb al periutei?



Prindeți ferm capul periutei și rotiți-l la 90 de grade, apoi trageți-l în sus.

Cum atașați un nou cap de schimb?



Așezați noul cap de schimb al periutei pe mânerul metalic. Puteți găsi diferite tipuri de capete de schimb pentru periutele Tesla. Pentru mai multe detalii, vizitați tesla.info.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI


- Starši: Poučite majhne otroke o pravilni uporabi te zobne ščetke.
- Ta izdelek je zasnovan za domačo uporabo za čiščenje zob, dlesni in jezika. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Ne odpirajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka brez pooblastila.
- Izdelek ne potaplajte v vodo za daljše časovno obdobje.
- Ne puščajte izdelka v okolju z visokimi temperaturami in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Otroci in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, kot tudi osebe brez zadostnih izkušenj in/ali znanja, smejo izdelek uporabljati le pod nadzorom ali po usposabljanju o varni uporabi in razumevanju možnih tveganj.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
- Prenehajte uporabljati glavo ščetke, če so ščetine zlomljene ali ukrivljene. Glavo ščetke zamenjajte takoj, ko opazite znake obrabe.
- Delov naprave ne perite v pomivalnem stroju.
- Če pride do puščanja baterije, se izogibajte stiku tekočine s kožo, očmi in sluznico. V primeru stika prizadeto mesto takoj temeljito sperite z vodo in poiščite zdravniški nasvet.
- Pred uporabo naprave se posvetujte s svojim zobozdravnikom, če ste v zadnjih dveh mesecih imeli kirurški poseg v ustih ali na dlesnih.
- Če imate srčni spodbujevalnik ali kakšen drug vsadek, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem vsadka.

Odpadke odlagajte odgovorno v skladu z lokalnimi predpisi

Baterijo je treba pred odstranitvijo iz izdelka odstraniti. Odstranjene baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je zakonsko dolžan baterije odlagati v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranjene baterije hranite izven dosega otrok, ne odmetavajte jih v ogenj, ne kratko spojite in jih ne razstavljajte.



DELI ZOBNE ŠČETKE



- 1 Zamenljiva glava ščetke
- 2 Kovinski ročaj za prenos negativnih ionov
- 3 Indikator baterije
- 4 Gumb za preverjanje stanja baterije
- 5 3-voltna baterija v vodotesnem predelku, prekritem s kovinskim trakom
- 6 Črni trak

Klinično dokazano

Tesla Kids odstrani zobne obloge do 48 % učinkoviteje kot druge ročne zobne ščetke.

48%

Nadomestne glave

Zamenjajte glavo ščetke vsake 2-3 mesece za najboljše rezultate.



3-voltna baterija

Litij-ionska baterija je integrirana v telo ščetke in deluje več kot eno leto.



Japonska tehnologija

Sinonim za kakovost in inovacije. Tesla Original, uradno certificirana s strani Tokijskega tehnološkega inštituta (Tokyo Institute of Technology).



Tehnologija ionizacije

Negativno nabiti ioni uspešno oslabijo vezi med zobmi in zobnimi oblogami.




Zobna pasta ni potrebna

Prva zobna ščetka, ki jo je mogoče učinkovito uporabljati brez zobne paste.



KAKO DELUJE?

Ionizacija



Kako Tesla otroška ščetka odstranjuje zobne obloge?


Zobne obloge se na zobe pritrdijo s pomočjo pozitivnih ionov iz sline. Negativni ioni iz zobne ščetke Tesla učinkovito oslabijo te vezi med zobmi in zobnimi oblogami ter omogočajo enostavno odstranjevanje oblog s ščetkanjem.

Kako se uporablja?

Zobna ščetka Tesla je zelo enostavna za uporabo.

Med uporabo ščetke vzdržujte stik s črnim trakom na zadnji strani ščetke z vlažno roko ali dlanjo.

In pravilno ščetkajte zobe.



Kako pravilno ščetkati zobe?

Vedno ponovite isti postopek.

Najprej očistite zobe na zunanji strani, nato še vse na notranji strani. Začnite z spodnjimi deli, nato nadaljujte z zgornjimi.

Ščetko postavite pod rahlim kotom proti liniji dlesni in zobe čistite z nežnimi, kratkimi, krožnimi gibi. Vsakemu zobu posvetite 5-10 gibov.

Za notranje površine uporabite enako tehniko, premikajte se z ene strani molarjev na drugo.

Kar se tiče žvečilne površine, začnite na eni strani molarjev in počasi čistite s kratkimi gibi naprej-nazaj proti drugi strani molarjev.


Ščetkajte zobe približno 2 minuti za najboljše rezultate.

Klinično dokazano, zobna ščetka Tesla odstrani zobne obloge do 48% učinkoviteje kot druge ščetke.

Pritisk ni potreben. Zobe čistite z nežnimi, kratkimi, krožnimi gibi.

Zobna ščetka Tesla je klinično dokazano učinkovita proti zobnim oblogam, tudi brez zobne paste. Posvetujte se s svojim zobozdravnikom glede uporabe zobne paste.


Kako preveriti stanje baterije?



Ko želite preveriti, ali je baterija dovolj napolnjena, pritisnite gumb za preverjanje stanja baterije.


Zelena lučka kaže, da je vaša ščetka pripravljena za uporabo. Litijeva baterija (3V) je vgrajena v telo zobne ščetke in zdrži več kot eno leto. Ko je baterija izpraznjena, jo odgovorno zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Kako odstraniti glavo ščetke?



Trdno primite glavo ščetke, jo zasukajte za 90 stopinj in izvlecite.

Kako namestiti novo glavo ščetke?



Drsno namestite novo glavo ščetke na kovinsko palico, dokler se ne zasliši klik.

Različne tipe nadomestnih glav za zobne ščetke Tesla najdete na spletni strani tesla.info.

VAŽNE MERE ZAŠTITE


- Roditelji: Podučite mlađu decu o pravilnoj upotrebi ove četkice za zube.
- Ovaj proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu za čišćenje zuba, desni i jezika. Nemojte ga koristiti ni u jednu drugu svrhu.
- Nemojte otvarati, popravljati ili menjati proizvod bez ovlašćenja
- Ne natapajte proizvod u vodi duži vremenski period.
- Ne ostavljajte proizvod u okruženju visoke temperature, i nemojte ga izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Deca i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez dovoljno iskustva i/ili znanja, smeju koristiti proizvod isključivo uz nadzor ili nakon obuke o bezbednoj upotrebi i razumevanju mogućih rizika.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem.
- Prekinite upotrebu glave četkice ukoliko su vlakna polomljena ili savijena. Zamenite glavu četkice čim se pojave znaci istrošenosti.
- Nemojte prati delove uređaja u mašini za sudove.
- Ako dođe do curenja baterije, izbegavajte kontakt tečnosti sa kožom, očima i sluzokožom. U slučaju kontakta, odmah isperite zahvaćeno mesto obilnom količinom vode i potražite lekarski savet.
- Posavetujte se sa svojim zubarom pre upotrebe uređaja ukoliko ste u prethodna dva meseca imali hirurški zahvat u ustima ili na desnim.
- Ako imate pejsmejker ili neki drugi implantat, obratite se svom lekaru ili proizvođaču implantata pre korišćenja uređaja.

Odgovorno odlagati u skladu sa lokalnim propisima

Baterija se pre bacanja u otpad, mora izvaditi iz proizvoda. Izvađene baterije ne smeju se odlagati u kućni otpad. Svaki potrošač je po zakonu obavezan da odloži baterije u skladu sa nacionalnim propisima. Izvađene baterije čuvati van domašaja dece, ne bacati u vatru, kratko spajati li rastavljati.



DELOVI ČETKICE ZA ZUBE



- 1 Zamenska glava četkice
- 2 Metalna drška za prenos negativnih jona
- 3 Indikator baterije
- 4 Dugme za proveru statusa baterije
- 5 3-voltna baterija u vodootpornom odeljku prekrivena metalnom trakom
- 6 Crna traka

Klinički dokazano

Tesla Kids četkica uklanja zubni plak do 48% efikasnije od ostalih četkica za zube.

48%

Zamenske glave

Menjajte zamensku glavu četkice na svaka 2 ili 3 meseca za najbolji rezultat.



3-voltna baterija

Litijumska baterija je integrisana u telo četkice za zube i traje više od godinu dana.



Japanska tehnologija

Sinonim za kvalitet i inovacije. Tesla Kids, zvanično sertifikovan od strane Tokijskog instituta za tehnologiju



Tehnologija jonizacije

Negativno naelektrisani joni uspešno slabe vezu između zuba i zubnog plaka.




Nije potrebna pasta za zube

Prva četkica za zube koja se može efikasno koristiti bez paste za zube.



KAKO FUNKCIONIŠE?

Jonizacija



Kako Tesla četkica uklanja zubni plak?


Zubni plak je pričvršćen za zube uz pomoć pozitivnih jona koji se nalaze u pljuvački. Negativni joni iz Tesla četkice za zube efikasno slabe vezu između zuba i plaka i omogućavaju lako uklanjanje plaka čišćenjem.

Kako se koristi?

Tesla četkica za zube je veoma jednostavna za upotrebu.

Dok držite četkicu za zube, održavajte kontakt sa crnom trakom na zadnjoj strani četkice za zube uz pomoć vlažne ruke ili dlana.

I pravilno perite zube.



Kako pravilno oprati zube?

Uvek ponavljajte istu radnju. Prvo perite zube sa spoljašnje strane, a onda sve u stranu. Prvo očistite donje delove, a zatim gornje.

Postavite četkicu za zube pod blagim uglom prema liniji desni i čistite zube nežnim kratkim kružnim pokretima. Posvetite 5-10 poteza svakom zubu.

Za unutrašnje delove koristite istu tehniku, pređite sa jedne strane kutnjaka na drugu. Što se tiče grizne strane, počnite sa jedne strane kutnjaka i polako čistite kratkim pokretima napred- nazad ka drugoj strani kutnjaka.

Perite zube oko 2 minuta za najbolje rezultate.

Klinički dokazano, Tesla četkica uklanja zubni plak do 48% efikasnije od ostalih četkica za zube.


Nema potrebe da primenjujete bilo kakav pritisak.

Čistite zube nežnim kratkim kružnim pokretima.

Tesla četkica za zube je klinički dokazano efikasna protiv zubnog plaka čak i bez paste za zube.


Molimo vas da se posavetujete sa vašim stomatologom u vezi sa korišćenjem paste za zube.

Kako proveriti stanje baterije?




Kada želite da proverite da li je baterija dovoljno napunjena, samo pritisnite dugme za proveru statusa baterije. Zeleno svetlo ukazuje da je vaša četkica spremna za upotrebu. Litijumska baterija (3V) je integrisana u telo četkice za zube i traje više od godinu dana. Kada se baterija isprazni, odložite odgovorno u skladu sa lokalnim propisima.

Kako ukloniti zamensku glavu četkice?



Čvrsto uhvatite glavu četkice i zarotirajte je za 90 stepeni, i povucite je na gore.

Kako postaviti novu zamensku glavu četkice?



Postavite novu zamensku glavu četkice na metalnu dršku. Možete pronaći različite tipove zamenskih glava Tesla četkica. Za više detalja posetite tesla.info

TESLA

tesla.info

